

SELEFA® Gazekompresser

REF: 22219512, 22219513, 22219523, 22219524, 22219534, 22219535, 22219545, 22219546

SELEFA® Gazekompresser er primært beregnet til at dække eller rense og absorbere blod og sårveske fra sår og skrammer. De kan også bruges til ikke invasive medicinske procedurer, såsom sårpolstring, tørring, beskyttelse, hud- og sårpleje eller som sekundær forbindelse. Gode absorberende egenskaber og i overensstemmelse med EN 14079 for at sikre høj kvalitet af bomuldsgaze.

Egenskaber

- ▶ 100% bomuld
- ▶ Miljøvenligt bleget (ingen klor)
- ▶ 17 tråde pr. cm²



REF	Beskrivelse	Størrelse	Forpakning æske/karton
22219512	Gazekompresser, ikke-sterile, Hvid	5x5 cm 12-lags	100 / 5000
22219513	Gazekompresser, ikke-sterile, Hvid	5x5 cm 8-lags	100 / 5000
22219523	Gazekompresser, ikke-sterile, Hvid	7,5x7,5 cm 12-lags	100 / 5000
22219524	Gazekompresser, ikke-sterile, Hvid	7,5x7,5 cm 8-lags	100 / 5000
22219534	Gazekompresser, ikke-sterile, Hvid	10x10 cm 12-lags	100 / 5000
22219535	Gazekompresser, ikke-sterile, Hvid	10x10 cm 8-lags	100 / 5000
22219545	Gazekompresser, ikke-sterile, Hvid	10x20 cm 12-lags	100 / 2000
22219546	Gazekompresser, ikke-sterile, Hvid	10x20 cm 8-lags	100 / 3000

Salgsenhed: Transportkarton

Forordninger

Produktet efterlever lovmæssige krav for medicinsk udstyr.



REACH forordning:	Produkterne omfattet af dette produktblad indeholder ingen stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR), herunder meget problematiske stoffer (SVHC) i henhold til den seneste tilgængelige version af kandidatlisten offentliggjort af European Chemicals Agenturet (ECHA).
Biologisk evaluering:	EN ISO 10993-5 EN ISO 10993-10
Lovmæssige krav:	Forordning om medicinsk udstyr (EU) 2017/745, MDR Class I
Overholdelse af produktstandards:	EN 14079
Kvalitetsstandards:	EN ISO 13485
Overholdelse af mærkningsinformation og emballage:	EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

Materiale

Produkt komponent	Råvare og egenskaber
Hovedmateriale	100% bomuldsgaze, hvid

Advarsler og anbefalinger

Advarsler	Produktet er til engangsbrug. Hvis det genbruges, kan produktets ydeevne forringes, og krydskontaminering kan forekomme.
Anbefaling for opbevaring	Anbefalet opbevaring i et rent, tørt rum ved omgivelsestemperatur. Produkter bør beskyttes mod direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
Anbefaling for bortskaffelse	Affaldet håndteres i overensstemmelse med lokale anbefalinger
Holdbarhed	5 år

Forpackningsoplysninger

Forpakning	Materiale	Størrelse (L x B x H) mm
Enkelt pakke	N/A	N/A
Pakke	Medicinsk papir	22219512: 50 x 50 x 170 22219513: 200 x 100 x 170 22219523: 50 x 50 x 160 22219524: 50 x 50 x 120 22219534: 75 x 75 x 170 22219535: 75 x 75 x 120 22219545: 100 x 100 x 170 22219546: 100 x 100 x 130
Transportkarton	Karton	22219512: 260 x 260 x 350 22219513: 415 x 520 x 355 22219523: 265 x 270 x 335 22219524: 265 x 270 x 255 22219534: 390 x 395 x 355 22219535: 390 x 395 x 255 22219545: 515 x 520 x 355 22219546: 515 x 520 x 275
Pakketape	Gennemsigtig	N/A

Stregkoder / UDI-DI

REF	Enkelt pakke	Pakke	Transportkarton
22219512	N/A	06438129351835	06438129551839
22219513	N/A	06438129352252	06438129552256
22219523	N/A	06438129351842	06438129551846
22219524	N/A	06438129352269	06438129552263
22219534	N/A	06438129351859	06438129551853
22219535	N/A	06438129352276	06438129552270
22219545	N/A	06438129351866	06438129551860
22219546	N/A	06438129352283	06438129552287

Evercare Medical AB er en partner, der giver patienterne et bedre liv, letter sundhedspersonalets hverdag og bidrager til lavere plejeomkostninger. Vi stræber efter at reducere miljøpåvirkningen og sammen med vores leverandører at forbedre arbejdsforholdene i hele værdikæden.