

## SELEFA® gazekompresser, sterile

REF: 2222702, 2222705, 2222722, 2222725, 2222742, 2222745, 2222762, 2222765, 222294, 222295, 222296, 222298, 222299, 222300

SELEFA® gazekompresser, sterile, er primært beregnet til at dække eller rense og absorbere blod og eksudat fra sår og hudafskrabninger. Kan også anvendes til ikke-invasive medicinske procedurer som f.eks. polstring, tørring, beskyttelse, hud- og sårrensning eller som sekundær bandage. Gode absorberende egenskaber og i overensstemmelse med EN 14079 for at sikre bomuldsgaze af høj kvalitet.

### Egenskaber

- ▶ 100 % bomuldsgaze
- ▶ Miljøvenlig blegning (ingen klor)
- ▶ 17 tråde pr. cm<sup>2</sup>
- ▶ Foldede kanter for at forhindre løse tråde
- ▶ Steriliseret med EO
- ▶ Brugervenlig enhedspose




REF	Beskrivelse	Størrelse	Forpakning æske/karton
2222702	Gazekompresser, pakke med 2 stk., 8 lag, sterile, Hvid	5x5 cm	120 / 2400
2222705	Gazekompresser, pakke med 5 stk., 8-lags, sterile, Hvid	5x5 cm	125 / 2500
2222722	Gazekompresser, pakke med 2 stk., 8 lag, sterile, Hvid	7,5x7,5 cm	120 / 2400
2222725	Gazekompresser, pakke med 5 stk., 8-lags, sterile, Hvid	7,5 x 7,5 cm	125 / 2500
2222742	Gazekompresser, pakke med 2 stk., 8 lag, sterile, Hvid	10x10 cm	120 / 2160
2222745	Gazekompresser, pakke med 5 stk., 8-lags, sterile, Hvid	10x10 cm	125 / 2250
2222762	Gazekompresser, pakke med 2 stk., 12-lags, sterile, Hvid	10 x 20 cm	40 / 720
2222765	Gazekompresser, pakke med 5 stk., 12-lags, sterile, Hvid	10x20 cm	40 / 720
222294	Gazekompresser, pakke med 5 stk., 12-lags, sterile, Hvid	10x10 cm	80 / 1280
222295	Gazekompresser, pakke med 5 stk., 12-lags, sterile, Hvid	7,5x7,5 cm	80 / 1600
222296	Gazekompresser, pakke med 5 stk., 12-lags, sterile	5 x 5 cm	80 / 1600
222298	Gazekompresser, pakke med 5 stk., 8-lags, sterile, Hvid	20 x 80 cm	25 / 150
222299	Gazekompresser, pakke med 5 stk., 8-lags, sterile	10 x 60 cm	65 / 390
222300	Gazekompresser, pakke med 25 stk., 8-lags, sterile	10x10 cm	150 / 2400

Salgsenhed: Transportkarton

## Forordninger

Produktet efterlever lovmæssige krav for medicinsk udstyr. EO steriliseret efter gældende version af ISO standard 11135.



### REACH forordning:

Produkterne omfattet af dette produktblad indeholder ingen stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR), herunder meget problematiske stoffer (SVHC) i henhold til den seneste tilgængelige version af kandidatlisten offentliggjort af European Chemicals Agenturet (ECHA).

### Biologisk evaluering:

EN ISO 10993-5  
EN ISO 10993-7  
EN ISO 10993-10

### Lovmæssige krav:

Forordning om medicinsk udstyr (EU) 2017/745

### Overholdelse af produktstandarder:

EN 14079, EN ISO 11135:2014/A1:2019, EN ISO 11737-1

### Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

### Overholdelse af mærkningsinformation og emballage:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

## Materiale

### Produkt komponent

### Råvare og egenskaber

### Hovedmateriale

100 % bomuldsgaze, hvid

## Advarsler og anbefalinger

<b>Advarsler</b>	Produktet er til engangsbrug. Hvis det genbruges, kan produktets ydeevne forringes, og krydskontaminering kan forekomme.
<b>Anbefaling for opbevaring</b>	Anbefalet opbevaring i et rent, tørt rum mellem 15 - 25 °C. Produkter bør beskyttes mod direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
<b>Anbefaling for bortskaffelse</b>	Affaldet håndteres i overensstemmelse med lokale anbefalinger
<b>Holdbarhed</b>	5 år

## Forpkningsoplysninger

Forpakning	Materiale	Størrelse ( L x B x H ) mm
<b>Enkelt pakke</b>	Medicinsk papir, PP/PE film	2222702: 75 x 90
		2222705: 75 x 90
		2222722: 100 x 114
		2222725: 100 x 114
		2222742: 133 x 135
		2222745: 133 x 135
		2222762: 133 x 241
		2222765: 133 x 241
		222294: 133 x 135
		222295: 100 x 114
		222296: 75 x 90
		222298: 133 x 240
		222299: 133 x 240
222300: 133 x 135		
<b>Pakke</b>	Karton, TCF eller ECF kvalitet	2222702: 90 x 78 x 145
		2222705: 90 x 78 x 145
		2222722: 115 x 95 x 145
		2222725: 115 x 95 x 145
		2222742: 135 x 130 x 145
		2222745: 135 x 130 x 145
		2222762: 250 x 130 x 90
		2222765: 250 x 130 x 90
		222294: 135 x 130 x 145
		222295: 115 x 95 x 145
		222296: 90 x 78 x 145
		222298: 240 x 130 x 210
		222299: 240 x 130 x 210
222300: 140 x 135 x 160		
<b>Transportkarton</b>	Karton, TCF eller ECF kvalitet	2222702: 400 x 190 x 300
		2222705: 400 x 190 x 300
		2222722: 600 x 200 x 300
		2222725: 600 x 200 x 300
		2222742: 400 x 300 x 420
		2222745: 400 x 300 x 420
		2222762: 400 x 280 x 510
		2222765: 400 x 280 x 510
		222294: 540 x 320 x 500
		222295: 540 x 320 x 500
		222296: 410 x 250 x 450
		222298: 400 x 250 x 430
		222299: 400 x 250 x 430
222300: 550 x 330 x 290		
<b>Pakketape</b>	PVC fri, Gennemsigtig	N/A

## Stregkoder / UDI-DI

REF	Enkelt pakke	Pakke	Transportkarton
2222702	06438129150971	06438129350975	06438129550979
2222705	06438129151015	06438129351019	06438129551013
2222722	06438129150988	06438129350982	06438129550986
2222725	06438129151022	06438129351026	06438129551020
2222742	06438129150995	06438129350999	06438129550993
2222745	06438129151039	06438129351033	06438129551037
2222762	06438129151008	06438129351002	06438129551006
2222765	06438129151046	06438129351040	06438129551044
222294	06438129151442	06438129351446	06438129551440
222295	06438129151459	06438129351453	06438129551457
222296	06438129151466	06438129351460	06438129551464
222298	06438129151473	06438129351477	06438129551471
222299	06438129151480	06438129351484	06438129551488
222300	06438129151497	06438129351491	06438129551495

Evercare Medical AB er en partner, der giver patienterne et bedre liv, letter sundhedspersonalets hverdag og bidrager til lavere plejeomkostninger. Vi stræber efter at reducere miljøpåvirkningen og sammen med vores leverandører at forbedre arbejdsforholdene i hele værdikæden.