



## Medioplast® Bind og tubeforbinding

Made in Denmark

**PAKNING:**

Æske: betrukket karton med genbrugs-/nyfiberblanding.  
Transportkarton: Ubleget bølgepap af genbrugs-/nyfiberblanding.

**Indikation:**

Til led og områder af kroppen, som er svære at vikke ind. Også til led, hvor der kræves stor bevægelighed. Må kun anvendes på ubeskadiget hud.

## Latexfri Fikseringsbind

**MEDIPLAST®** kan tilbyde **DANALAST** fikseringsbind.

Bindet er blod- og væskeafvisende. Bindet har en god luftgennemtrængelighed.

**DANALAST:**

Enkelvævet

Elasticitet: 100%

56% Polyamid, 44% Viskose

Længde: strakt længde

Varenummer	Beskrivelse	Antal/Æske	Antal/Trsp.karton
6050501	4 cm x 4 meter	20	1440
6050502	6 cm x 4 meter	20	960
6050503	8 cm x 4 meter	20	720
6050504	10 cm x 4 meter	20	600
6050505	12 cm x 4 meter	20	480



Karton = mindste kvantitet/bestilling

**Indikation:**

Til led og områder af kroppen, som er svære at vikle ind. Også til led, hvor der kræves stor bevægelighed. Må kun anvendes på ubeskadiget hud.

## Latexfri Fikseringsbind

**MEDIPLAST®** kan tilbyde **DANAMULL** fikseringsbind.

Bindet er blod- og væskeafvisende. Bindet har en god luftgennemtrængelighed.

**DANAMULL:**

Dobbeltvævet med vævede kanter

Elasticitet: 100%

70% Viskose, 30% Polyamid

Længde: strakt længde

Varenummer	Beskrivelse	Antal/Æske	Antal/Trsp.karton
6050601	4 cm x 4 meter	20	1440
6050602	6 cm x 4 meter	20	960
6050603	8 cm x 4 meter	20	720
6050604	10 cm x 4 meter	20	600
6050605	12 cm x 4 meter	20	480



Karton = mindste kvantitet/bestilling



Indikation:  
Støtte- og fikseringsbind, fx til fiksering af gipsskinner.  
Usteril version. Må kun anvendes på ubeskadiget hud.

## Latexfri Støtte- og fikseringsbind

**MEDIPLAST®** kan tilbyde **DANALASTIC** som kan anvendes som støtte- eller let fikseringsbind eksempelvis ved fiksering af gipsskinner. Bindet er blod- og væskeafvisende. Kan vaskes ved håndvask uden at elasticiteten forsvinder.

Elasticitet: 70%  
52% Bomuld, 48% Polyamid  
Længde: strakt længde

### DANALASTIC

Varenr. 5 meter	Varenr. 4 meter	Beskrivelse	Antal/Æske	Antal/Trsp.karton
6050300	6050340	4 cm	10	720
6050301	6050341	6 cm	10	480
6050302	6050342	8 cm	10	320
6050303	6050343	10 cm	10	280
6050304	6050344	12 cm	10	240

### DANALASTIC STERILE

Varenummer	Beskrivelse	Antal/Æske	Antal/Trsp.karton
6050300S	4 cm x 5 meter	10	150
6050301S	6 cm x 5 meter	10	150
6050302S	8 cm x 5 meter	10	150
6050303S	10 cm x 5 meter	10	150
6050304S	12 cm x 5 meter	10	150



Karton = mindste kvantitet/bestilling



Indikation:  
Støtte- og fikseringsbind.  
Usteril version. Må kun anvendes  
på ubeskadiget hud.

## Latexfri Støtte- og fikseringsbind

**MEDIPLAST®** kan tilbyde **DANAUNIVERSAL** som kan anvendes ved støtte eller aflastning. Hudvenligt med høj luftgennemtrængelighed. Kreppet bind som også kan anvendes ved lettere kompression.

Elasticitet: 100%

55% Bomuld, 43% Polyamid, 2% Polyurethan

Længde: strakt længde

### DANAUNIVERSAL

Varenr. 5 meter	Varenr. 4 meter	Beskrivelse	Antal/Æske	Antal/Trsp.karton
6050401	6050441	4 cm	10	720
6050402	6050442	6 cm	10	480
6050403	6050443	8 cm	10	320
6050404	6050444	10 cm	10	280
6050405	6050445	12 cm	10	240
6050406	6050446	15 cm	10	200

### DANAUNIVERSAL STERILE

Varenummer	Beskrivelse	Antal/Æske	Antal/Trsp.karton
6050401S	4 cm x 5 meter	10	150
6050402S	6 cm x 5 meter	10	150
6050403S	8 cm x 5 meter	10	150
6050404S	10 cm x 5 meter	10	150
6050405S	12 cm x 5 meter	10	150
6050406S	15 cm x 5 meter	10	150



Karton = mindste kvantitet/bestilling



Indikation:  
Fiksering af sårbandage eller fiksering af gipsbind. Må kun anvendes på ubeskadiget hud.

## Latexfri Kohesive bind

**MEDIPLAST®** kan tilbyde kohesive bind beregnet til fiksering. **DANAMULL HAFT LF** fås i farverne hvid, blå og rød. Bindene klæber til sig selv og ikke til huden. Bindet har en god luftgennemtrængelighed.

### DANAMULL HAFT LF - HVID

Dobbeltvævet

Elasticitet: 80 – 100%

46% Bomuld, 27% Polyamid, 27% Viskose

Længde: strakt længde

**LATEXFRI**

Varenummer	Beskrivelse	Farve	Antal/Æske	Antal/Trsp.karton
6051116	4 cm x 4 meter	Hvid	1	84
6051117	6 cm x 4 meter	Hvid	1	54
6051118	8 cm x 4 meter	Hvid	1	48
6051119	10 cm x 4 meter	Hvid	1	36
6051120	12 cm x 4 meter	Hvid	1	26

6051106	4 cm x 20 meter	Hvid	1	22
6051107	6 cm x 20 meter	Hvid	1	16
6051108	8 cm x 20 meter	Hvid	1	12
6051109	10 cm x 20 meter	Hvid	1	10
6051110	12 cm x 20 meter	Hvid	1	8



Karton = mindste kvantitet/bestilling

## DANAMULL HAFT LF - BLÅ og RØD

Dobbeltvævet

Elasticitet: 80 – 100%

46% Bomuld, 27% Polyamid, 27% Viskose

Længde: strakt længde

**LATEXFRI**

Varenummer	Beskrivelse	Farve	Antal/Æske	Antal/Trsp.karton
6051117B	6 cm x 4 m	Blå	1	54
6051118B	8 cm x 4 m	Blå	1	48
6051119B	10 cm x 4 m	Blå	1	36
6051117R	6 cm x 4 m	Rød	1	54
6051118R	8 cm x 4 m	Rød	1	48
6051119R	10 cm x 4 m	Rød	1	36

6051107B	6 cm x 20 m	Blå	1	16
6051108B	8 cm x 20 m	Blå	1	12
6051109B	10 cm x 20 m	Blå	1	10
6051107R	6 cm x 20 m	Rød	1	16
6051108R	8 cm x 20 m	Rød	1	12
6051109R	10 cm x 20 m	Rød	1	10



Karton = mindste kvantitet/bestilling

**Indikation:**

Til dermatologisk brug, under gips eller fiksering af sårforbinding. Må kun anvendes på ubeskadiget hud.

## Latexfri Tubeforbinding

**MEDIPLAST®** kan tilbyde **DANATUBE**, en elastisk fikseringsforbinding med god luftgennemtrængelighed.

**DANATUBE – Ubleget Bomuld**

100% Ubleget Bomuld

Længde: 20 meter ustrakt længde

**DANATUBE – Bleget Bomuld**

100% Bleget Bomuld

Længde: 20 meter ustrakt længde

Varenr. Ubleget	Varenr. Bleget	Beskrivelse		Antal/ Æske	Antal/ Trsp.karton
6050721	6050701	Str. 0,1 = 1,5 cm, fingre og tæer	karton	1	64
6050722	6050702	Str. 12 = 2,5 cm, fingre og tæer med forbinding af f eks. vat	karton	1	33
6050723	6050703	Str. 34 = 4 cm, hånd, smalle arme og ben (børn)	karton	1	29
6050724	6050704	Str. 56 = 6 cm, kraftige arme og almindelige ben	karton	1	51
6050725	6050705	Str. 78 = 8 cm, hoved, knæ og smalle lår	karton	1	36
6050726	6050706	Str. T1 = 10 cm, kropsfor-binding til børn og hoved	karton	1	33
6050730	6050708	Str. = 12 cm, kropsforbinding medium	karton	1	34
6050727	6050707	Str. T2 = 16 cm, kropsforbinding til voksne	karton	1	18



Karton = mindste kvantitet/bestilling



## DANATUBE – Bambus

100% Bambus

Længde: 20 meter ustrakt længde

## DANATUBE – Viskose

100% Viskose

Længde: 20 meter ustrakt længde

Varenr. Bambus	Varenr. Viskose	Beskrivelse	Antal/ Æske	Antal/ Trsp.karton
6050731	6050711	Str. 0,1 = 1,5 cm, fingre og tæer	1	64
6050732	6050712	Str. 12 = 2,5 cm, fingre og tæer med forbindelse af f eks. vat	1	33
6050733	6050713	Str. 34 = 4 cm, hånd, smalle arme og ben (børn)	1	29
6050734	6050714	Str. 56 = 6 cm, kraftige arme og almindelige ben	1	51
6050735	6050715	Str. 78 = 8 cm, hoved, knæ og smalle lår	1	36
6050736	6050716	Str. T1 = 10 cm, kropsfor-binding til børn og hoved	1	33
6050738	6050718	Str. = 12 cm, kropsforbinding medium	1	34
6050737	6050717	Str. T2 = 16 cm, kropsforbinding til voksne	1	18



Bambus er et miljøvenligt alternativ til bomuld. Produktet er meget komfortabelt og behageligt mod huden og et ideelt alternativ til bl.a. varme og svedige patienter.



Karton = mindste kvantitet/bestilling

**Indikation:**

Støtte og fiksering, let komprimerende  
Sikrer varig, let kompression selv efter længere tids anvendelse.  
Kan også anvendes under gips samt selvklebende bind.  
Eksempel: støtte og aflastning for led og ligamenter. Må kun anvendes på ubeskadiget hud.

## Latexfri Tubeforbinding, kompression

**MEDIPLAST®** kan tilbyde **DANAGRIP**, en elastisk støtte- og fikseringsforbinding med kompressionseffekt. Hul og snit kan klippes. Kan anvendes enkelt eller dobbelt afhængig af den ønskede kompression. God luftgennemtrængelighed. God elasticitet, kan udvides 3 gange sin bredde.

**DANAGRIP – Ubleget Bomuld**

82% Bomuld, 9% Elastan, 9% Polyamid  
Længde: 10 meter ustrakt længde

**DANAGRIP – Bleget Bomuld**

82% Bomuld, 9% Elastan, 9% Polyamid  
Længde: 10 meter ustrakt længde

Varenr. Ubleget	Varenr. Bleget	Beskrivelse	Antal/ Æske	Antal/ Trsp.karton
6050901	6050931	Str. A = 4 cm, små arme og ben	1	36
6050902	6050932	Str. B = 6,25 cm, små hænder	1	24
6050903	6050933	Str. C = 6,75 cm, hånd, smalle arme, ben (børn)	1	24
6050904	6050934	Str. D = 7,5 cm, almindelige ben	1	20
6050905	6050935	Str. E = 8,75 cm, ben, knæ	1	18
6050906	6050936	Str. F = 10 cm, lår	1	14
6050907	6050937	Str. G = 12 cm, kraftige lår	1	14
6050912	6050942	Str. H = 14 cm, kraftige lår, små kroppe	1	16
6050908	6050938	Str. J = 18 cm, små kroppe	1	8
6050909	6050939	Str. K = 22 cm, almindelige kroppe	1	8
6050910	6050940	Str. L = 32,5 cm, store kroppe	1	6
6050911	6050941	Str. M = 36 cm, store kroppe	1	6



Karton = mindste kvantitet/bestilling

## DANAGRIP – Bambus

82% Bambus, 9% Elastan, 9% Polyamid  
Længde: 10 meter ustrakt længde

## DANAGRIP – Viskose

82% Viskose, 9% Elastan, 9% Polyamid  
Længde: 10 meter ustrakt længde

Varenr. Bambus	Varenr. Viskose	Beskrivelse	Antal/ Æske	Antal/ Trsp.karton
6050951	6050971	Str. A = 4 cm, små arme og ben	1	36
6050952	6050972	Str. B = 6,25 cm, små hænder	1	24
6050953	6050973	Str. C = 6,75 cm, hånd, smalle arme, ben (børn)	1	24
6050954	6050974	Str. D = 7,5 cm, almindelige ben	1	20
6050955	6050975	Str. E = 8,75 cm, ben, knæ	1	18
6050956	6050976	Str. F = 10 cm, lår	1	14
6050957	6050977	Str. G = 12 cm, kraftige lår	1	14
6050962	6050982	Str. H = 14 cm, kraftige lår, små kroppe	1	16
6050958	6050978	Str. J = 18 cm, små kroppe	1	8
6050959	6050979	Str. K = 22 cm, almindelige kroppe	1	8
6050960	6050980	Str. L = 32,5 cm, store kroppe	1	6
6050961	6050981	Str.M = 36 cm, store kroppe	1	6

Bambus er et miljøvenligt alternativ til bomuld. Produktet er meget komfortabelt og behageligt mod huden og et ideelt alternativ til bl.a. varme og svedige patienter.



Karton = mindste kvantitet/bestilling



**Indikation:**  
 Kan anvendes som fikseringsforbinding, under gips samt til dermatologisk brug. Særligt egnet over led, amputationer og svært bandagerbare områder. Må kun anvendes på ubeskadiget hud.

## Latexfri Tubeforbinding, double stretch

**MEDIPLAST®** kan tilbyde **DANAFAST Double Stretch**, en tubeformat elastisk forbinding som strækkes både i længden og bredden og er dermed let at legge. Klippes i valgfri længde og pålægges enkelt eller dobbelt. Kan anvendes uden tape eller anden fiksering, hvilket giver en jævn og bekvem forbinding. God luftgennemtrængning. Indvævet farvekode, som gør det nemmere at vælge størrelse.

### **DANAFAST Double Stretch:**

59% Viskose, 41% Dorlastan

Længde: 10 meter ustrakt længde

Varenummer	Beskrivelse	Antal/Æske	Antal/Trsp.karton
6050761	RØD = >3,5 cm, små arme og ben	1	35
6050762	GRØN = >5,5 cm, fod, hånd, almindelige arme, små ben	1	28
6050763	BLÅ = >8 cm, almindelige ben, større arme, lår	1	20
6050764	GUL = >12 cm, små kroppe, kraftige lår	1	14
6050765	BEIGE = >18 cm, krop voksen	1	7
6050766	LILLA = >20 cm, stor krope	1	7



Karton = mindste kvantitet/bestilling



**Indikation:**  
Kan anvendes som fikseringsforbinding, under gips samt til dermatologisk brug. Må kun anvendes på ubeskadiget hud.

## Latexfri Tubeforbinding, uden kompression

**MEDIPLAST®** kan tilbyde **DANAFAST**, en tubeformet elastisk forbinding uden kompression.

**DANAFAST** er elastisk i bredden og er dermed let at lægge.

Klippes i valgfri længder og kan lægges enkelt eller dobbelt, der kræves ingen ekstra fiksering. God luftgennemtrængelighed.

Indvævet farvekode , som gør det nemmere at vælge størrelse.

### **DANAFAST:**

92% Viskose, 5% Dorlastan, 3% Polyamid

Længde: 10 meter ustrakt længde

Varenummer	Beskrivelse	Antal/Æske	Antal/Trsp.karton
6050751	RØD = >3,5 cm, små arme og ben	1	35
6050752	GRØN = >5,0 cm, fod, hånd, almindelige arme, små ben	1	28
6050753	BLÅ = >7,5 cm, almindelige ben, større arme, lår	1	20
6050754	GUL = >10,75 cm, små kroppe, kraftige lår	1	14
6050755	BEIGE = >17,5 cm, krop voksen	1	7
6050757	LILLA = >20 cm, stor kroppe	1	7



Karton = mindste kvantitet/bestilling