

evercare® elastisk fikseringsbandage Selexif

REF: 4181-01, 4182-01, 4183-01, 4184-01, 4185-01

evercare® elastisk fikseringsbandage Selexif er strækbar og med en blød og porøs struktur. På grund af deres luftgennemtrængelighed og blødhed er bandagerne nemme at påføre, formbare og behagelige at bruge. Takket være væveteknik med vævede kanter og omhyggelig udvælgelse af råmateriale kan bandagerne bruges til fiksering af de fleste forbindelser især til led og runde kropsdele, og småt medicinsk udstyr til patientens krop. Pakke, der er designet til nem produktidentifikation.

Egenskaber

- ▶ Fuldt vævede kanter for at minimere løse tråde
- ▶ Fiksering af alle typer bandager, især til led og runde kropsdele
- ▶ Blød og behagelig
- ▶ Skridsikker pasform
- ▶ 90 % strækbarhed
- ▶ 100% polyester



REF	Beskrivelse	Størrelse	Forpakning æske/karton
4181-01	Elastisk fikseringsbandage Selexif, polyester, usteril, Hvid	4 cm x 4 m	20 / 600
4182-01	Elastisk fikseringsbandage Selexif, polyester, usteril, Hvid	6 cm x 4 m	20 / 560
4183-01	Elastisk fikseringsbandage Selexif, polyester, usteril, Hvid	8 cm x 4 m	20 / 480
4184-01	Elastisk fikseringsbandage Selexif, polyester, usteril, Hvid	10 cm x 4 m	20 / 400
4185-01	Elastisk fikseringsbandage Selexif, polyester, usteril, Hvid	12 cm x 4 m	20 / 320

Salgsenhed: Transportkarton

Forordninger

Produktet efterlever lovmæssige krav for medicinsk udstyr.



Not made with natural rubber latex



REACH forordning:

Produkterne omfattet af dette produktblad indeholder ingen stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR), herunder meget problematiske stoffer (SVHC) i henhold til den seneste tilgængelige version af kandidatlisten offentliggjort af European Chemicals Agenturet (ECHA).

Biologisk evaluering:

EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-10

Lovmæssige krav:

Forordning om medicinsk udstyr (EU) 2017/745

Overholdelse af produktstandarder:

DIN 61632, DIN 61634, EN 1049-2

Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

Overholdelse af mærkningsinformation og emballage:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

Materiale

Produkt komponent

Råvare og egenskaber

Bandage

100% bomuld, hvid, ikke-udstrakt længde 2 m, udstrakt længde 4 m, forlængelse ca. 100%, elasticitet ca. 80%

Advarsler og anbefalinger

Advarsler	Produktet er til engangsbrug. Hvis det genbruges, kan produktets ydeevne forringes, og krydskontaminering kan forekomme.
Anbefaling for opbevaring	Anbefalet opbevaring i et rent, tørt rum ved omgivelsestemperatur. Produkter bør beskyttes mod direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
Anbefaling for bortskaffelse	Affaldet håndteres i overensstemmelse med lokale anbefalinger
Holdbarhed	5 år

Forpakkingsoplysninger

Forpakning	Materiale	Størrelse (L x B x H) mm
Enkelt pakke	N/A	N/A
Pakke	Karton, TCF eller ECF kvalitet	4181-01: 165 x 45 x 135 4182-01: 165 x 65 x 135 4183-01: 165 x 85 x 135 4184-01: 165 x 105 x 135 4185-01: 165 x 125 x 135
Transportkarton	Karton, TCF eller ECF kvalitet	4181-01: 425 x 350 x 245 4182-01: 485 x 350 x 290 4183-01: 540 x 350 x 290 4184-01: 550 x 350 x 290 4185-01: 520 x 350 x 290
Pakketape	PVC fri, Gennemsigtig	N/A

Stregkoder / UDI-DI

REF	Enkelt pakke	Pakke	Transportkarton
4181-01	N/A	06438129321333	06438129521337
4182-01	N/A	06438129321340	06438129521344
4183-01	N/A	06438129321357	06438129521351
4184-01	N/A	06438129321364	06438129521368
4185-01	N/A	06438129321371	06438129521375

Evercare Medical AB er en partner, der giver patienterne et bedre liv, letter sundhedspersonalets hverdag og bidrager til lavere plejeomkostninger. Vi stræber efter at reducere miljøpåvirkningen og sammen med vores leverandører at forbedre arbejdsforholdene i hele værdikæden.