



Medioplast® Bind og tubeforbinding

Made in Denmark

PAKNING:

Æske: betrukket karton med genbrugs-/nyfiberblanding.
Transportkarton: Ubleget bølgepap af genbrugs-/nyfiberblanding.

**Indikation:**

Til led og områder af kroppen, som er svære at vikke ind. Også til led, hvor der kræves stor bevægelighed. Må kun anvendes på ubeskadiget hud.

Latexfri Fikseringsbind

MEDIPLAST® kan tilbyde **DANALAST** fikseringsbind.

Bindet er blod- og væskeafvisende. Bindet har en god luftgennemtrængelighed.

DANALAST:

Enkelvævet

Elasticitet: 100%

56% Polyamid, 44% Viskose

Længde: strakt længde

Varenummer	Beskrivelse	Antal/Æske	Antal/Trsp.karton
6050501	4 cm x 4 meter	20	1440
6050502	6 cm x 4 meter	20	960
6050503	8 cm x 4 meter	20	720
6050504	10 cm x 4 meter	20	600
6050505	12 cm x 4 meter	20	480



Karton = mindste kvantitet/bestilling

**Indikation:**

Til led og områder af kroppen, som er svære at vikle ind. Også til led, hvor der kræves stor bevægelighed. Må kun anvendes på ubeskadiget hud.

Latexfri Fikseringsbind

MEDIPLAST® kan tilbyde **DANAMULL** fikseringsbind.

Bindet er blod- og væskeafvisende. Bindet har en god luftgennemtrængelighed.

DANAMULL:

Dobbeltvævet med vævede kanter

Elasticitet: 100%

70% Viskose, 30% Polyamid

Længde: strakt længde

Varenummer	Beskrivelse	Antal/Æske	Antal/Trsp.karton
6050601	4 cm x 4 meter	20	1440
6050602	6 cm x 4 meter	20	960
6050603	8 cm x 4 meter	20	720
6050604	10 cm x 4 meter	20	600
6050605	12 cm x 4 meter	20	480



Karton = mindste kvantitet/bestilling



Indikation:
Støtte- og fikseringsbind, fx til fiksering af gipsskinner.
Usteril version. Må kun anvendes på ubeskadiget hud.

Latexfri Støtte- og fikseringsbind

MEDIPLAST® kan tilbyde **DANALASTIC** som kan anvendes som støtte- eller let fikseringsbind eksempelvis ved fiksering af gipsskinner. Bindet er blod- og væskeafvisende. Kan vaskes ved håndvask uden at elasticiteten forsvinder.

Elasticitet: 70%
52% Bomuld, 48% Polyamid
Længde: strakt længde

DANALASTIC

Varenr. 5 meter	Varenr. 4 meter	Beskrivelse	Antal/Æske	Antal/Trsp.karton
6050300	6050340	4 cm	10	720
6050301	6050341	6 cm	10	480
6050302	6050342	8 cm	10	320
6050303	6050343	10 cm	10	280
6050304	6050344	12 cm	10	240

DANALASTIC STERILE

Varenummer	Beskrivelse	Antal/Æske	Antal/Trsp.karton
6050300S	4 cm x 5 meter	10	150
6050301S	6 cm x 5 meter	10	150
6050302S	8 cm x 5 meter	10	150
6050303S	10 cm x 5 meter	10	150
6050304S	12 cm x 5 meter	10	150



Karton = mindste kvantitet/bestilling



Indikation:
Støtte- og fikseringsbind.
Usteril version. Må kun anvendes
på ubeskadiget hud.

Latexfri Støtte- og fikseringsbind

MEDIPLAST® kan tilbyde **DANAUNIVERSAL** som kan anvendes ved støtte eller aflastning. Hudvenligt med høj luftgennemtrængelighed. Kreppet bind som også kan anvendes ved lettere kompression.

Elasticitet: 100%

55% Bomuld, 43% Polyamid, 2% Polyurethan

Længde: strakt længde

DANAUNIVERSAL

Varenr. 5 meter	Varenr. 4 meter	Beskrivelse	Antal/Æske	Antal/Trsp.karton
6050401	6050441	4 cm	10	720
6050402	6050442	6 cm	10	480
6050403	6050443	8 cm	10	320
6050404	6050444	10 cm	10	280
6050405	6050445	12 cm	10	240
6050406	6050446	15 cm	10	200

DANAUNIVERSAL STERILE

Varenummer	Beskrivelse	Antal/Æske	Antal/Trsp.karton
6050401S	4 cm x 5 meter	10	150
6050402S	6 cm x 5 meter	10	150
6050403S	8 cm x 5 meter	10	150
6050404S	10 cm x 5 meter	10	150
6050405S	12 cm x 5 meter	10	150
6050406S	15 cm x 5 meter	10	150



Karton = mindste kvantitet/bestilling



Indikation:
Fiksering af sårbandage eller fiksering af gipsbind. Må kun anvendes på ubeskadiget hud.

Latexfri Kohesive bind

MEDIPLAST® kan tilbyde kohesive bind beregnet til fiksering. **DANAMULL HAFT LF** fås i farverne hvid, blå og rød. Bindene klæber til sig selv og ikke til huden. Bindet har en god luftgennemtrængelighed.

DANAMULL HAFT LF - HVID

Dobbeltvævet

Elasticitet: 80 – 100%

46% Bomuld, 27% Polyamid, 27% Viskose

Længde: strakt længde

LATEXFRI

Varenummer	Beskrivelse	Farve	Antal/Æske	Antal/Trsp.karton
6051116	4 cm x 4 meter	Hvid	1	84
6051117	6 cm x 4 meter	Hvid	1	54
6051118	8 cm x 4 meter	Hvid	1	48
6051119	10 cm x 4 meter	Hvid	1	36
6051120	12 cm x 4 meter	Hvid	1	26

6051106	4 cm x 20 meter	Hvid	1	22
6051107	6 cm x 20 meter	Hvid	1	16
6051108	8 cm x 20 meter	Hvid	1	12
6051109	10 cm x 20 meter	Hvid	1	10
6051110	12 cm x 20 meter	Hvid	1	8



Karton = mindste kvantitet/bestilling

DANAMULL HAFT LF - BLÅ og RØD

Dobbeltvævet

Elasticitet: 80 – 100%

46% Bomuld, 27% Polyamid, 27% Viskose

Længde: strakt længde

LATEXFRI

Varenummer	Beskrivelse	Farve	Antal/Æske	Antal/Trsp.karton
6051117B	6 cm x 4 m	Blå	1	54
6051118B	8 cm x 4 m	Blå	1	48
6051119B	10 cm x 4 m	Blå	1	36
6051117R	6 cm x 4 m	Rød	1	54
6051118R	8 cm x 4 m	Rød	1	48
6051119R	10 cm x 4 m	Rød	1	36

6051107B	6 cm x 20 m	Blå	1	16
6051108B	8 cm x 20 m	Blå	1	12
6051109B	10 cm x 20 m	Blå	1	10
6051107R	6 cm x 20 m	Rød	1	16
6051108R	8 cm x 20 m	Rød	1	12
6051109R	10 cm x 20 m	Rød	1	10



Karton = mindste kvantitet/bestilling

**Indikation:**

Til dermatologisk brug, under gips eller fiksering af sårforbinding. Må kun anvendes på ubeskadiget hud.

Latexfri Tubeforbinding

MEDIPLAST® kan tilbyde **DANATUBE**, en elastisk fikseringsforbinding med god luftgennemtrængelighed.

DANATUBE – Ubleget Bomuld

100% Ubleget Bomuld

Længde: 20 meter ustrakt længde

DANATUBE – Bleget Bomuld

100% Bleget Bomuld

Længde: 20 meter ustrakt længde

Varenr. Ubleget	Varenr. Bleget	Beskrivelse		Antal/ Æske	Antal/ Trsp.karton
6050721	6050701	Str. 0,1 = 1,5 cm, fingre og tæer	karton	1	64
6050722	6050702	Str. 12 = 2,5 cm, fingre og tæer med forbinding af f eks. vat	karton	1	33
6050723	6050703	Str. 34 = 4 cm, hånd, smalle arme og ben (børn)	karton	1	29
6050724	6050704	Str. 56 = 6 cm, kraftige arme og almindelige ben	karton	1	51
6050725	6050705	Str. 78 = 8 cm, hoved, knæ og smalle lår	karton	1	36
6050726	6050706	Str. T1 = 10 cm, kropsfor-binding til børn og hoved	karton	1	33
6050730	6050708	Str. = 12 cm, kropsforbinding medium	karton	1	34
6050727	6050707	Str. T2 = 16 cm, kropsforbinding til voksne	karton	1	18



Karton = mindste kvantitet/bestilling

DANATUBE – Bambus

100% Bambus

Længde: 20 meter ustrakt længde

DANATUBE – Viskose

100% Viskose

Længde: 20 meter ustrakt længde

Varenr. Bambus	Varenr. Viskose	Beskrivelse	Antal/ Æske	Antal/ Trsp.karton
6050731	6050711	Str. 0,1 = 1,5 cm, fingre og tæer	1	64
6050732	6050712	Str. 12 = 2,5 cm, fingre og tæer med forbindelse af f eks. vat	1	33
6050733	6050713	Str. 34 = 4 cm, hånd, smalle arme og ben (børn)	1	29
6050734	6050714	Str. 56 = 6 cm, kraftige arme og almindelige ben	1	51
6050735	6050715	Str. 78 = 8 cm, hoved, knæ og smalle lår	1	36
6050736	6050716	Str. T1 = 10 cm, kropsfor-binding til børn og hoved	1	33
6050738	6050718	Str. = 12 cm, kropsforbinding medium	1	34
6050737	6050717	Str. T2 = 16 cm, kropsforbinding til voksne	1	18



Bambus er et miljøvenligt alternativ til bomuld. Produktet er meget komfortabelt og behageligt mod huden og et ideelt alternativ til bl.a. varme og svedige patienter.



Karton = mindste kvantitet/bestilling

**Indikation:**

Støtte og fiksering, let komprimerende
Sikrer varig, let kompression selv efter længere tids anvendelse.
Kan også anvendes under gips samt selvklæbende bind.
Eksempel: støtte og aflastning for led og ligamenter. Må kun anvendes på ubeskadiget hud.

Latexfri Tubeforbinding, kompression

MEDIPLAST® kan tilbyde **DANAGRIP**, en elastisk støtte- og fikseringsforbinding med kompressionseffekt. Hul og snit kan klippes. Kan anvendes enkelt eller dobbelt afhængig af den ønskede kompression. God luftgennemtrængelighed. God elasticitet, kan udvides 3 gange sin bredde.

DANAGRIP – Ubleget Bomuld

82% Bomuld, 9% Elastan, 9% Polyamid
Længde: 10 meter ustrakt længde

DANAGRIP – Bleget Bomuld

82% Bomuld, 9% Elastan, 9% Polyamid
Længde: 10 meter ustrakt længde

Varenr. Ubleget	Varenr. Bleget	Beskrivelse	Antal/ Æske	Antal/ Trsp.karton
6050901	6050931	Str. A = 4 cm, små arme og ben	1	36
6050902	6050932	Str. B = 6,25 cm, små hænder	1	24
6050903	6050933	Str. C = 6,75 cm, hånd, smalle arme, ben (børn)	1	24
6050904	6050934	Str. D = 7,5 cm, almindelige ben	1	20
6050905	6050935	Str. E = 8,75 cm, ben, knæ	1	18
6050906	6050936	Str. F = 10 cm, lår	1	14
6050907	6050937	Str. G = 12 cm, kraftige lår	1	14
6050912	6050942	Str. H = 14 cm, kraftige lår, små kroppe	1	16
6050908	6050938	Str. J = 18 cm, små kroppe	1	8
6050909	6050939	Str. K = 22 cm, almindelige kroppe	1	8
6050910	6050940	Str. L = 32,5 cm, store kroppe	1	6
6050911	6050941	Str. M = 36 cm, store kroppe	1	6



Karton = mindste kvantitet/bestilling

DANAGRIP – Bambus

82% Bambus, 9% Elastan, 9% Polyamid
Længde: 10 meter ustrakt længde

DANAGRIP – Viskose

82% Viskose, 9% Elastan, 9% Polyamid
Længde: 10 meter ustrakt længde

Varenr. Bambus	Varenr. Viskose	Beskrivelse	Antal/ Æske	Antal/ Trsp.karton
6050951	6050971	Str. A = 4 cm, små arme og ben	1	36
6050952	6050972	Str. B = 6,25 cm, små hænder	1	24
6050953	6050973	Str. C = 6,75 cm, hånd, smalle arme, ben (børn)	1	24
6050954	6050974	Str. D = 7,5 cm, almindelige ben	1	20
6050955	6050975	Str. E = 8,75 cm, ben, knæ	1	18
6050956	6050976	Str. F = 10 cm, lår	1	14
6050957	6050977	Str. G = 12 cm, kraftige lår	1	14
6050962	6050982	Str. H = 14 cm, kraftige lår, små kroppe	1	16
6050958	6050978	Str. J = 18 cm, små kroppe	1	8
6050959	6050979	Str. K = 22 cm, almindelige kroppe	1	8
6050960	6050980	Str. L = 32,5 cm, store kroppe	1	6
6050961	6050981	Str.M = 36 cm, store kroppe	1	6

Bambus er et miljøvenligt alternativ til bomuld. Produktet er meget komfortabelt og behageligt mod huden og et ideelt alternativ til bl.a. varme og svedige patienter.



Karton = mindste kvantitet/bestilling



Indikation:
 Kan anvendes som fikseringfor-
 binding, under gips samt til
 dermatologisk brug. Særligt egnet
 over led, amputationer og svært
 bandagerbare områder. Må kun
 anvendes på ubeskadiget hud.

Latexfri Tubeforbinding, double stretch

MEDIPLAST® kan tilbyde **DANAFAST Double Stretch**, en tubeformat elastisk forbinding som strækkes både i længden og bredden og er dermed let at legge. Klippes i valgfri længde og pålægges enkelt eller dobbelt. Kan anvendes uden tape eller anden fiksering, hvilket giver en jævn og bekvem forbinding. God luftgennemtrængning.

Indvævet farvekode , som gør det nemmere at vælge størrelse.

DANAFAST Double Stretch:

59% Viskose, 41% Dorlastan

Længde: 10 meter ustrakt længde

Varenummer	Beskrivelse	Antal/Æske	Antal/Trsp.karton
6050761	RØD = >3,5 cm, små arme og ben	1	35
6050762	GRØN = >5,5 cm, fod, hånd, almindelige arme, små ben	1	28
6050763	BLÅ = >8 cm, almindelige ben, større arme, lår	1	20
6050764	GUL = >12 cm, små kroppe, kraftige lår	1	14
6050765	BEIGE = >18 cm, krop voksen	1	7
6050766	LILLA = >20 cm, stor krope	1	7



Karton = mindste kvantitet/bestilling



Indikation:
Kan anvendes som fikseringsforbinding, under gips samt til dermatologisk brug. Må kun anvendes på ubeskadiget hud.

Latexfri Tubeforbinding, uden kompression

MEDIPLAST® kan tilbyde **DANAFAST**, en tubeformet elastisk forbinding uden kompression.

DANAFAST er elastisk i bredden og er dermed let at lægge.

Klippes i valgfri længder og kan lægges enkelt eller dobbelt, der kræves ingen ekstra fiksering. God luftgennemtrængelighed.

Indvævet farvekode , som gør det nemmere at vælge størrelse.

DANAFAST:

92% Viskose, 5% Dorlastan, 3% Polyamid

Længde: 10 meter ustrakt længde

Varenummer	Beskrivelse	Antal/Æske	Antal/Trsp.karton
6050751	RØD = >3,5 cm, små arme og ben	1	35
6050752	GRØN = >5,0 cm, fod, hånd, almindelige arme, små ben	1	28
6050753	BLÅ = >7,5 cm, almindelige ben, større arme, lår	1	20
6050754	GUL = >10,75 cm, små kroppe, kraftige lår	1	14
6050755	BEIGE = >17,5 cm, krop voksen	1	7
6050757	LILLA = >20 cm, stor kroppe	1	7



Karton = mindste kvantitet/bestilling