



 **smith&nephew**
JELONET[®]
Paraffin Gazekompres

Den smidige forbindelse som lindrer
og beskytter

JELONET[◇], forbindingen der lindrer og beskytter

Fordele

JELONET er en steril paraffin imprægneret forbindelse, specialvævet af ren bomuldsgaze. Specialgazen sikrer en ensartet fordeling af paraffin, og hindrer løse trævler ved tilklipning.

JELONET tillader uhindret opsugning af sekret i en eventuel sekundær anlagt forbindelse.

JELONET indeholder ikke medicamina, og er derfor velegnet i forbindelse med antiseptika eller antibiotika efter eget valg.

JELONET findes i flere størrelser og pakningsformer, hvilket giver god mulighed for at finde den økonomisk mest fordelagtige præsentation.

Indikationer:

Mindre brandsår og skoldninger
Donor- og recipientsteder ved hudtransplantation
Traumatiske sår
Varikøse sår

Pakninger

Jelonet leveres i såvel enkelstyk peel packs som metalæsker. Gamma steriliseret.



Produktsortiment

Varenr.	Størrelse	Pakning
7403	5cm x 10cm	50
7404	10cm x 10cm	10
7409	10cm x 10cm	100
7459	10cm x 40cm	10
7477	10cm x 7cm	1 strimmel
7478	10cm x 10cm	36 stk
7479	10cm x 10cm	10 stk

Wound Management www.smith-nephew.com
Smith & Nephew
Slotsmarken 14
2970 Hørsholm
Danmark

T 45 45 80 61 00
F 45 45 80 61 51

*Trademarks of Smith & Nephew ©Smith & Nephew January 2005
305/2/JELONETSS