

# ApoCure® Hydrogel

## Beskrivelse

ApoCure hydrogel Sårbandagen er en ny teknologi bestående af 30% vand og 70% absorberende polymerer der sikrer at eksudatet bindes i bandagen og dermed forhindrer lækage ved bandageskift. ApoCure® Hydrogel Oval har en hæftkant af polyurethanfilm, der gør at bandagen hæfter optimalt. Bandagen tilbyder alle de moderne sårhelingsprincipper, herunder det fugtige sårmiljø, der minimerer risiko for maceration og reducerer det antal bandageskift der er nødvendig.

## ApoCure® Egenskaber og fordele

Hydrogel Polymer teknologi

- Absorberer og låser eksudat
- Kapacitet til at absorbere og låse store mængder eksudat
- Hurtig og irreversibel fjernelse af eksudat fra såret reducerer maceration og minimerer risiko for lokal eksem



## ApoCure® Hydrogel teknologi

- Sår kontakt lag med Hydrogel bevirker atraumatisk bandageskift på såret
- Ingen rester tilbage i såret
- Bandagen er bakterie- og vandtæt

## Indikationer

Unik Sårbandage til behandling af sår med minimal til moderat sekretion:

- Mindre sår ex laparaskopi incision
- Behandling af vabler
- Forebyggelse mod vabler
- Sår på fingre og tæer

## Sikkerhed

CE-mærket klasse 2b

## Opbevaring

Opbevares tørt og rent ved stuetemperatur ikke udsat for direkte sollys. Holdbarhed uåbnet 3 år.

## Sortiment

Varenr.	Beskrivelse	Pakning	Ref.nr.
103042	Apocure hydrogel oval, 4,5x7,5cm hæftkant	50	21525
103044	Apocure hydrogel, 10x10cm hæftkant	15	21610

Der tages forbehold for trykfejl (Maj 2016)