

Activon Tulle®

Kompres med Manuka honning

Produktbeskrivelse

Activon Tulle er en viskose-kompres gennemvædet med 100% Manuka honning. Activon Tulle skaber et fugtigt sårhelingsmiljø, fjerner lugt og har en antibakteriel effekt.

Velegnet til overfladiske eller granulerede sår samt til debridering eller oprensning af nekrotisk eller urent væv.



Indikation

- Bensaar
- Tryksaar
- Ildelugtende saar
- Tørrer, urene eller nekrotiske saar

Kontraindikation

- Overfølsomhed over for bistik

Fordele

- Antibakterielt
- Osmotisk effekt
- Mindsker lugtgener
- Fremmer saarhelning
- Hæfter ikke i saaret

Brugsanvisning

Placer honningbandagen direkte pa saaret. Det har ingen betydning hvilken side af bandagen, der lægges mod saaret. Kan klippes til eller formes efter behov.

Kan foldes ud, sa større områder kan dækkes, men dette nedsætter koncentrationen af honning, og virkningen er afhængig af mængende af tilgængelig honning.

Anvend velegnet sekundærbandage afhængig af mængden af saarekssudat.

Activon Tulle kan ligge i saaret i op til 7 dage.

Opbevares ved stuetemperatur.

Produkt	CE-klassifikation	Varenr.	Størrelse	Antal pr. æske / karton
Activon Tulle	IIB	CR3761	5 x 5 cm	10 / 280
Activon Tulle	IIB	CR3658	10 x 10 cm	10 / 280

