

carefix[®]
Creating functional comfort



Finger- /Tåfiksering

Elastisk netfiksering



TYTEX[®]

CareFix finger- og tåfiksering er designet til fastholdelse af forbindelse og gaze samt som en ekstra beskyttelse mod snavs. Fikseringerne kan anvendes både til finger- og tåforbinding og er pakket enkeltvis i æsker, klar til brug.

Produktegenskaber:

- Ét produkt til brug på både finger og tå
- Klar til brug
- Nem at anvende
- Holder forbindelse og gaze bekvemt og sikkert på plads
- Meget elastisk, blød og smidig
- Fås i 3 størrelser – passer til både voksne og børn
- Praktisk farvekode angiver størrelsen
- Tåler vask ved 60°C
- Latex-frit materiale uden gene for patient og fagpersonale
- Testet for skadelige stoffer iht. Oeko-Tex standard 100

Anvendelse

CareFix finger- og tåfiksering holder forbindelse og gaze på plads og yder ekstra beskyttelse mod snavs. Kan anvendes på alle hospitalsafdelinger, men er især velegnede til børneafdelinger, sårafdelinger, skadestuer og ambulancer.

Kvalitet:

79% polyamid, 21% elastan.

Vaskeinstruktioner:



60°C/140°F

Anbefalede størrelser:

S = Børn

M = Voksne

L = Voksne

Carefix finger/tå, S, gul

Carefix finger/tå, M, blå

Carefix finger/tå, L, brun

Ref.

01.01.067

03.01.068

05.01.069

OneMed Varenr.

103507

103508


103509

Pakning:



Æske m/20 stk.

Anvendelse



For yderligere information:

Forhandler:

ONEMED

OneMed A/S
P.O. Pedersens Vej 16
DK-8200 Aarhus N
CVR/VAT 19846679

Tel. (+45) 86 109 109
Fax (+45) 86 109 209
info.dk@onemed.com
www.onemed.dk