

evercare® gennemsigtig forbindelse med absorberende pude, steril

REF: 4755, 4760

evercare® gennemsigtig bandage med absorberende pude, steril, anvendes til kirurgisk sårbehandling og absorption af ekssudat. Den absorberende pude afsluttes med et semipermeabelt net, som gør det muligt at absorbere en betydelig mængde ekssudat fra såret, samtidig med at den har ikke-klæbende egenskaber. En høj grad af retention gør det muligt at holde ekssudatet inde i den absorberende pude, selv under eksternt tryk. Bandagen er luft-, fugt- og dampgennemtrængelig. Den kan nemt appliceres på den koniske og runde del af patientens krop. Den gennemsigtige PU-folie er semipermeabel og beskytter mod fugt og kontaminering. På grund af bandagens gennemsigtighed kan sårområdet inspiceres uden at fjerne bandagen.

Egenskaber

- ▶ Blød og fleksibel
- ▶ Høj åndbarhed
- ▶ Fra let til moderat væskende sår
- ▶ Akrylbaseret klæbemiddel
- ▶ Brugervenlig enhedspose
- ▶ Elastisk gennemsigtig semipermeabel PU-folie
- ▶ Kan bruges i brusebadet




REF	Beskrivelse	Størrelse	Forpakning æske/karton
4755	Gennemsigtig forbindelse med absorberende pude, steril	6x7 cm; pude 3 x 4,1 cm	50 / 200
4760	Gennemsigtig forbindelse med absorberende pude, steril	10 x 12 cm; pude 4,5x6 cm	25 / 100

Salgsenhed: Transportkarton

Forordninger

Produktet efterlever lovmæssige krav for medicinsk udstyr. EO steriliseret efter gældende version af ISO standard 11135.



REACH forordning:

Produkterne omfattet af dette produktblad indeholder ingen stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR), herunder meget problematiske stoffer (SVHC) i henhold til den seneste tilgængelige version af kandidatlisten offentliggjort af European Chemicals Agenturet (ECHA).

Biologisk evaluering:

EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-7
EN ISO 10993-10
EN ISO 10993-11

Lovmæssige krav:

Forordning om medicinsk udstyr (EU) 2017/745

Overholdelse af produktstandarder:

EN ISO 11135, EN ISO 11737-1, EN 13726-2

Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

Overholdelse af mærkningsinformation og emballage:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

Materiale

Produkt komponent	Råvare og egenskaber
Bæremateriale	Gennemsigtig PU-film, åndbar
Beklædning	Polyakrylbaseret klæbemiddel, latexfrit
Absorberende pude	Non-woven 70 % viskose, 30 % polyester og ikke-klæbende porøs PE-film
Beskyttelsespapir	Beklædt papir, hvidt

Advarsler og anbefalinger

Advarsler	Produktet er til engangsbrug. Hvis det genbruges, kan produktets ydeevne forringes, og krydskontaminering kan forekomme.
Anbefaling for opbevaring	Anbefalet opbevaring i et rent, tørt rum mellem 15 - 25 °C. Produkter bør beskyttes mod direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
Anbefaling for bortskaffelse	Affaldet håndteres i overensstemmelse med lokale anbefalinger
Holdbarhed	3 år

Forpkningsoplysninger

Forpakning	Materiale	Størrelse (L x B x H) mm
Enkelt pakke	Medicinsk papir, PP/PE film	4755: 91 x 154 4760: 127 x 214
Pakke	Karton, TCF eller ECF kvalitet	4755: 65 x 95 x 160 4760: 35 x 130 x 220
Transportkarton	Karton, TCF eller ECF kvalitet	4755: 145 x 205 x 180 4760: 235 x 160 x 150
Pakketape	PVC fri, Gennemsigtig	N/A

Stregkoder / UDI-DI

REF	Enkelt pakke	Pakke	Transportkarton
4755	06438129114201	06438129314205	06438129514209
4760	06438129114218	06438129314212	06438129514216

Evercare Medical AB er en partner, der giver patienterne et bedre liv, letter sundhedspersonalets hverdag og bidrager til lavere plejeomkostninger. Vi stræber efter at reducere miljøpåvirkningen og sammen med vores leverandører at forbedre arbejdsforholdene i hele værdikæden.