

evercare[®] absorberende, vandtæt bandage m/klæb, steril

REF: 4655, 4657, 4660, 4665, 4670, 4675, 4680, 4685

evercare[®] absorberende, vandtæt bandage m/klæb, steril, anvendes til kirurgisk sårbehandling og absorption af eksudat. Den absorberende pude afsluttes med et semipermeabelt net, som gør det muligt at absorbere en betydelig mængde eksudat fra såret, samtidig med at den har ikke-klæbende egenskaber. En høj grad af retention gør det muligt at holde eksudatet inde i den absorberende pude, selv under eksternt tryk. Bandagen er luft-, fugt- og dampgennemtrængelig. Den kan nemt appliceres på den koniske og runde del af patientens krop. PU-folien er semipermeabel og beskytter mod fugt og kontaminering.

Egenskaber

- ▶ Blød og fleksibel
- ▶ Høj åndbarhed
- ▶ Fra let til moderat væskende sår
- ▶ Akrylbaseret klæbemiddel
- ▶ Brugervenlig enhedspose
- ▶ Nonwoven materiale dækket af PU-folie
- ▶ Kan bruges i brusebadet




REF	Beskrivelse	Størrelse	Forpakning æske/karton
4655	Absorberende, vandtæt, bandage m/klæb, med pude, steril	5 x 7 cm; pude 2,5 x 4 cm	50 / 2400
4657	Absorberende, vandtæt, bandage m/klæb, med pude, steril	10 x 6 cm; pude 5 x 3 cm	50 / 1600
4660	Absorberende, vandtæt, bandage m/klæb, med pude, steril	10x10 cm; pude 4,5 x 4,5 cm	50 / 1200
4665	Absorberende, vandtæt, bandage m/klæb, med pude, steril	10 x 15 cm; pude 5 x 11 cm	50 / 600
4670	Absorberende, vandtæt, bandage m/klæb, med pude, steril	10 x 20 cm; pude 5 x 15,5 cm	30 / 360
4675	Absorberende, vandtæt, bandage m/klæb, med pude, steril	10x25 cm; pude 5x20 cm	30 / 360
4680	Absorberende, vandtæt, bandage m/klæb, med pude, steril	10 x 30 cm; pude 5 x 25 cm	30 / 360
4685	Absorberende, vandtæt, bandage m/klæb, med pude, steril	10x35 cm; pude 5 x 30 cm	30 / 360

Salgsenhed: Transportkarton

Forordninger

Produktet efterlever lovmæssige krav for medicinsk udstyr. EO steriliseret efter gældende version af ISO standard 11135.



REACH forordning:

Produkterne omfattet af dette produktblad indeholder ingen stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR), herunder meget problematiske stoffer (SVHC) i henhold til den seneste tilgængelige version af kandidatlisten offentliggjort af European Chemicals Agenturet (ECHA).

Biologisk evaluering:

EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-7
EN ISO 10993-10
EN ISO 10993-11

Lovmæssige krav:

Forordning om medicinsk udstyr (EU) 2017/745

Overholdelse af produktstandarder:

EN ISO 11135:2014/A1:2019, EN ISO 11737-1, EN 13726-2

Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

Overholdelse af mærkningsinformation og emballage:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

Materiale

Produkt komponent	Råvare og egenskaber
Bæremateriale	PU åndbar og vandtæt + 100% polyester non-woven, vandafvisende, hvid
Beklædning	Trykfølsom lim, termohærdende akrylbaseret polymer, latexfri
Absorberende pude	70 % viskose, 30 % polyester og ikke-klæbende porøs PE-film, hvid
Beskyttelsespapir	Beklædt papir, hvidt

Advarsler og anbefalinger

Advarsler	Produktet er til engangsbrug. Hvis det genbruges, kan produktets ydeevne forringes, og krydskontaminering kan forekomme.
Anbefaling for opbevaring	Anbefalet opbevaring i et rent, tørt rum mellem 15 - 25 °C. Produkter bør beskyttes mod direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
Anbefaling for bortskaffelse	Affaldet håndteres i overensstemmelse med lokale anbefalinger
Holdbarhed	3 år

Forpakkingsoplysninger

Forpakning	Materiale	Størrelse (L x B x H) mm
Enkelt pakke	Medicinsk papir, PP/PE film	4655: 72 x 113 4657: 135 x 124 4660: 135 x 160 4665: 135 x 220 4670: 135 x 262 4675: 135 x 313 4680: 135 x 361 4685: 135 x 413
Pakke	Karton, TCF eller ECF kvalitet	4655: 95 x 74 x 115 4657: 140 x 95 x 130 4660: 140 x 95 x 165 4665: 140 x 95 x 225 4670: 140 x 65 x 265 4675: 140 x 65 x 316 4680: 140 x 65 x 365 4685: 140 x 65 x 415
Transportkarton	Karton, TCF eller ECF kvalitet	4655: 320 x 600 x 260 4657: 400 x 600 x 280 4660: 300 x 600 x 360 4665: 600 x 300 x 360 4670: 285 x 440 x 285 4675: 285 x 440 x 335 4680: 285 x 440 x 385 4685: 285 x 440 x 415
Pakketape	PVC fri, Gennemsigtig	N/A

Stregkoder / UDI-DI

REF	Enkelt pakke	Pakke	Transportkarton
4655	06438129115383	06438129315387	06438129515381
4657	06438129118568	06438129318562	06438129518566
4660	06438129115390	06438129315394	06438129515398
4665	06438129115406	06438129315400	06438129515404
4670	06438129115413	06438129315417	06438129515411
4675	06438129115420	06438129315424	06438129515428
4680	06438129115437	06438129315431	06438129515435
4685	06438129115444	06438129315448	06438129515442

Evercare Medical AB er en partner, der giver patienterne et bedre liv, letter sundhedspersonalets hverdag og bidrager til lavere plejeomkostninger. Vi stræber efter at reducere miljøpåvirkningen og sammen med vores leverandører at forbedre arbejdsforholdene i hele værdikæden.