



## Självhäftande sårförband

Steril förband

Klibbar inte i såret

Skyddar vätskande sår

 **smith&nephew**

**Cutiplast<sup>◇</sup> Cutiplast Steril<sup>◇</sup>**

Sårförband - non-woven

# Cutiplast ◊ Cutiplast Steril ◊ - Sårförband

Vätskande sår skall täckas med ett bandage som inte klibbar fast vid såret. Bandaget kan sedan lätt bytas. Utan att såret eller läkarprocessen störs. Cutiplast och Cutiplast Steril, från smith-nephew sortiment av sårvårdsprodukter, uppfyller detta krav.

## Egenskaper

Cutiplast och Cutiplast Steril består av ett fibermaterial i polyester som täcks med en porös häftmassa av polyakrylat.

Kompressen, som är tillverkad i ett fiber material av cellosa polyester, har försetts med ett skikt co-polyester som förhindrar att materialet fäster i såret. Genom att materialet inte klibbar fast utsätts inte såret och läkningsprocessen för störningar.

Det går lätt att byta förband vilket gör att såret kan inspekteras när som helst, Häftmassan är hypoallergen och därigenom utomordentligt hudvänlig. Den kan tryggt appliceras på känsliga hudtyper.

Förbandet kan tas bort utan smärta, även från hårig hud.


Cutiplast och Cutiplast Steril släpper igenom luft och vattenånga. Luft kan obehindrat nå fram till såret, medan fuktighet kan avdunsta.

Hela ytan på Cutiplast Steril är häftande. Såret skyddas därigenom mot kontaminering från alla sidor.

Sårförbanden är radiotransparenta. Cutiplast är lätt att klippa till från rulle medan Cutiplast Steril är styckeförpackat och sterilt.



Cutiplast är till för täckning av vätskande sår



Cutiplast är till för poliklinisk behandling Och utanför sjukhus.

<i>Art.nr</i>	<i>Produkt</i>	<i>FP</i>
<b>Cutiplast Steril</b>		
66001478	5 x 7,2 cm	50st
66001473	8 x 10 cm	50st
66001474	8 x 11cm	50st
66001475	10 x 16 cm	50st
66001476	10 x 16 cm	20st
66001477	10 x 25 cm	50st
<b>Cutiplast</b>		
66001464	4 cm x 5 m / plåsteryta 1,8 cm	1st
66001466	6 cm x 5 m / plåsteryta 2,7 cm	1st
66001468	8 cm x 5 m / plåsteryta 4 cm	1st