

Sterostrip vandtæt plaster

Beskrivelse

Sterostrip væsketæt plaster i flere størrelser

Anvendelse

Anvendes ved mindre sår, rifter og skrammer

Produktfakta

Steril

EO steriliseret

Slidstærkt og elastisk

Hudvenlig klæber

Pakket enkeltvis i peel-pose

Vejledning på æsken.

Sikkerhed

CE 0120

Opbevaring

Holdbarhed 5 år

Udløbsdato på enkelte indpakning.

Tørt og uden direkte sollys



Sortiment

Varenr.	Beskrivelse	Pakning	Ref.nr.
105084	Sterostrip vandtæt plaster 2,4 cm rund	200/2400	7190
105085	Sterostrip vandtæt plaster 2x4cm	100/1200	7140
105086	Sterostrip vandtæt plaster 2x7,5cm	100/1200	7147R
105087	Sterostrip vandtæt plaster 4x4cm	50/600	7141
105088	Sterostrip vandtæt plaster 2,5x7,5cm	100/1200	7143
105089	Sterostrip vandtæt plaster 5 ass str	100/1200	7149

Der tages forbehold for trykfejl (Juli 2014)