

 smith&nephew

OPSITE[®]
POST-OP

Transparent Waterproof
Dressing with Absorbent Pad

En revolutionerende vandtæt og bakterietæt postoperativ
film forbindelse - omkostningseffektiv behandling



OPSITE[◇] Post-Op, revolutionerende vandtæt og bakterietæt post-operativ filmforbinding - omkostningseffektiv behandling.

OPSITE Post-Op er en revolutionerende vandtæt og bakterietæt post-operativ forbinding, som kombinerer en høj fordampningsevne (MVTR) med et let applikationssystem samt et absorberende og beskyttende kompres. Den unikke REATIC[◇] film samt klæbemassens kvadrerede struktur forhøjer produktets evne til at lade overskydende væske fordampe gennem filmen.

Produktets vand- og bakterietætte egenskaber tillader patienten at bade uden at skifte forbinding, og de afrundede hjørner sikrer en optimal kontakt til huden. Dette betyder færre forbindsskift og dermed en omkostningseffektiv behandling.

Fordele

Bakteriel barriere

Beskytter området mod kontaminering.

Laboratorieforsøg har påvist barriere-egenskaber overfor MRSA.

Vandtæt film

Patienten kan bade med forbindingen.

Lav-allergen klæbemasse

Klæbemassens unikke kvadrerede struktur minimerer risikoen for allergiske reaktioner.

Høj-absorberende kompres

Absorberer hurtigt eksudat. Tillader lateral spredning henover kompresset for at maksimere absorbtionsevnen og reducere risikoen for maceration af huden.

Ikke-hæftende

Sårkontaktlaget tillader eksudat at trænge igennem og minimerer trauma ved fjernelse.

Komfortabel

Behagelig for patienten.

Høj MVTR-værdi

Den patenterede REATIC[◇] film har en unik molekylær struktur med en MVTR-værdi på minimum 11000 g/m²/24 timer ved 37°C, hvilket gør den signifikant mere permeabel for vanddamp end almindelig film.

Runde hjørner





Reducerer frekvensen af løftning/rulning af hjørnerne, hvilket medfører, at forbindingen kan sidde længere.

Indikation

Postoperative sår, mindre snitsår, afskrabninger og flænger.

Præsentation

Hver forbinding er individuelt pakket og steriliseret.



Produktsortiment

Varenr.	Størrelse	Pakning
66000708	6.5cm x 5cm	100
66000709	9.5cm x 8.5cm	20
66000710	12cm x 10cm	10
66000712	15.5cm x 8.5cm	20
66000713	20cm x 10cm	20
66000714	25cm x 10cm	20
66000715	30cm x 10cm	20
66000716	35cm x 10cm	20

Wound Management www.smith-nephew.com
Smith & Nephew
Nærum Hovedgade 2
Postboks 30
2850 Nærum

T 45 80 61 00
F 45 80 61 51

←Trademarks of Smith & Nephew
6875/POSTOP/GLOBAL/SS/0404/V5