



# Omnistrip®

## Elastisk suturtape

Omnistrip er en elastisk suturtape, som stabiliserer sår i kombination med suturer, samt når suturerne er fjernet. Fremmer helingen ved at skubbe sårkanterne sammen.

Til mindre kirurgiske indgreb og mindre sår



Enkel at håndtere

Rundede hjørner for at undgå afrulning



### Indikation

Atraumatisk sårlukning af mindre sår og efter kirurgiske indgreb.

Stabiliserer snit, når suturerne fjernes.

#### Kontraindikationer:

Omnistrip er ikke beregnet til klinisk inficerede, blødende eller stærkt eksuderende sår.

PAUL HARTMANN A/S  
Huginsvej 1F • 3400 Hillerød  
Tlf 48 22 04 00 • Fax 48 22 04 01  
E-mail info@dk.hartmann.info

Besøg os på vores hjemmeside:  
[www.dk.hartmann.info](http://www.dk.hartmann.info)

Omnistrip er en hypoallergen sårlukning lavet af beige non-woven polyester/polyamid.

### Egenskaber

At Omnistrip er gennemtrængelig for luft og fugt begrænser risikoen for, at der skal opstå maceration af huden. Tapen fæstner sikkert, men kan dog fjernes smertefrit og efterlader ingen klæberester på huden. Omnistrip absorberer ikke røntgenstråler og behøver derfor ikke at fjernes inden røntgenundersøgelser. Omnistrip lader kun 7% af solens UV-stråling slippe igennem.



Omnistrip fikseres efter et mindre kirurgisk indgreb.

### Materiale


Beige non-woven polyester/polyamid.  
Hypoallergen klæber baseret på akryl (Pressure sensitive adhesive, PSA). Kolofonium- og latexfri.  
Produktet er klassificeret som et medicinteknisk produkt, klasse IIa, steril. CE-mærket ifølge EU-direktiv 93/42/EEC.

### Fikseringsinstruktioner

Huden skal være tør, når tapen fikseres. For mere indgående information se følgesedlen i kartonen.

### Tips

For at undgå ekstern kontaminering og lette den daglige kropspleje anbefaler vi vores transparente film forbindelse som ekstra beskyttelse.



Sortimentsoversigt.

Sortiment	Størrelse	Varenr.	Antal i kuvert	Antal pr. æske	Karton
<b>Omnistrip</b>	3 x 76 mm	540 681	5 stk	250 stk	6 Æsker
Steril, i kuvert peel-pack	6 x 38 mm	540 682	6 stk	300 stk	6 Æsker
	6 x 76 mm	540 683	3 stk	150 stk	6 Æsker
	6 x 101 mm	540 684	10 stk	500 stk	6 Æsker
	12 x 101 mm	540 685	6 stk	300 stk	6 Æsker
	25 x 127 mm	540 686	4 stk	200 stk	6 Æsker

### Fordele:

- Sikker fiksering
- Enkel håndtering
- Efterlader ingen klæberester
- Findes i flere størrelser
- Behøver ikke at fjernes ved røntgen
- Kolofonium- og latexfri