

# Omnipor<sup>®</sup>

## Non-woven tape - papirtape



## Omnipor

### Non-woven tape - papirtape

Omnipor er en hypoallergen fikseringstape bestående af hvidt non-woven med syntetisk gummi-klæbemiddel. Klæbemidlets placering og non-woven materialet gør tilsammen Omnipor meget luftgennemtrængelig og dermed også hudvenlig.

Omnipor klæber sikkert, kan fjernes smertefrit og efterlader ingen klæberester på huden. Plasteret, som også kaldes papirtape, er let at rive over både i længde- og tværetningen. Imprægnering minimerer gennemfugtning udefra. Omnipor absorberer ikke røntgenstråler og det er derfor ikke nødvendigt at fjerne produktet i forbindelse med røntgenundersøgelser.

#### Anvendelsesområde:

Til fiksering af bandager og forbindinger samt til fastgørelse af måleinstrumenter, sonder m.v. Velegnet på sart hud. Huden skal være ren og tør før anvendelse.

#### Klæber:

Syntetisk kautsjukklæber, kolofoniumfri.



	Bredde	Varenr.	Antal pr. æske	Antal pr. karton
<b>Omnipor</b> 5 m lang	1,25 cm	900 550	10	360
	2,50 cm	900 551	10	240
	5 cm	900 552	10	120
<b>Omnipor</b> 9,2 m lang	1,25 cm	900 580	5	180
	2,50 cm	900 581	5	100
	5 cm	900 582	5	80

#### Fordele

Let at rive over

Fjernes smertefrit

Luftgennemtrængelig

Velegnet til sart hud

Kan bruges ved røntgenundersøgelser