



Tryghed og viden

– for menneskers skyld

Datablad

3M™ Micropore™

Produktbeskrivelse:

3M Micropore™ er en microporøs tape, fremstillet af non-woven rayon. Den er velegnet til fiksering af forbindinger m.m.

Egenskaber:

- Hudvenligt klæbestof
- Tillader huden at ånde
- Fjernes nemt og smertefrit
- Er røntgentransparent

Fordele:

- Er langtidsklæbende – selv under fugtige forhold
- Kan anvendes på sart og overfølsom hud
- Ingen hudmaceration
- Fjernes nemt

Indikationer:

- Til fiksering af forbindinger
- Til fiksering af slanger, katetre m.m.



3M

Deklaration:

- Rayon
- Uvævede fibre (non-woven)
- Hudvenligt klæbestof

Skiftefrekvens: Maks. 7 dage

Bestillingsinformation:**3M™ Micropore™**

Varenr.:	Størrelse	Antal/æske	Æsker/karton
1530-0 Hvid	1,3 cm x 9,1 m	24	10
1530-1 Hvid	2,5 cm x 9,1 m	12	10
1530-2 Hvid	5,0 cm x 9,1 m	6	10
1530-3 Hvid	7,5 cm x 9,1 m	4	10
1533-0 Lysebrun	1,3 cm x 9,1 m	24	10
1533-1 Lysebrun	2,5 cm x 9,1 m	12	10
1533-2 Lysebrun	5,0 cm x 9,1 m	6	10

Micropore™ rayontape, hvid med påsat dispenser			
1535-0	1,3cm x 9,1m	24	10
1535-1	2,5cm x 9,1m	12	10
1535-2	5,0cm x 9,1m	6	10