

Vattampon, bomuld

Beskrivelse

Vattampon fremstillet af 100% bomuld.

Anvendelse

Til aftørring, undersøgelse og absorption ved diverse procedurer, hvor det ikke kræves sterilt vat.

Produktfakta

100% bomuld

Vægt 0,5 gram

1 pose indeholder 500 tamponer

Opbevaring

Tørt og uden direkte sollys

**Sortiment**

Varenr.	Beskrivelse	Pakning, poser	Ref.nr.
105707	Vattampon, bomuld, 0,5 gr	500	50-01955

Der tages forbehold for trykfejl (december 2013)