

# Metalsaks, Sutursaks

## Beskrivelse

Engangs- metalsaks med hak til klipning af sutur.  
11 cm. Steril.

Engangs- metalsaks spids/spids, 11 cm. Steril.

## Opbevaring

Tørt og uden direkte sollys



Sutursaks



Metalsaks

## Sortiment

Varenr.	Beskrivelse	Reference	Pakning
106011	METALSAKS SP/SP 11 CM STERIL	R50004	1/25/300
106012	SUTURSAKS METAL 11 CM STERIL	R50000	1/25/300

Der tages forbehold for trykfejl (Juli 2014)