

Skiftesæt Ultra gaze kombi

Beskrivelse

Sterilt engangsskiftesæt med gaze til brug ved forbind skifte.

Indhold

Sættet indeholder:

- 1 stk. plastpincet 127mm
- 2 stk. gazeswabs 5 x 5 cm
- 3 stk. runde gaze krøller
- 1 stk. afdækning 40x38cm
- 1 stk. bakke med 3 rum.

Pakket sterilt.

Opbevaring

Tørt og uden direkte sollys.



Sortiment

Varenr.	Beskrivelse	Pakning	Ref.nr.
106113	Skiftesæt ultra gaze kombi, large, steril	1/25/200	1961

Der tages forbehold for trykfejl (Maj2016)