

Evercare skifte- og debrideringssæt

Beskrivelse:

Evercare skifte- og debrideringssæt.
Sterilt – EO steriliseret.
Til engangsbrug.
Indeholder gode og skarpe engangsinstrumenter.



Anvendelse:

Anvendes ved sterilt skift, soignering og debridering af sår.
70 sæt i en pakke/140 sæt i et karton.



Produktfakta:

Indhold:

- 1 stk transparent plastbakke 15,5 x 5 x 2 cm
- 1 stk afdækningsstykke 38 x 45 cm
- 5 stk non woven swabs 4lag 7,5 x 7,5 cm
- 1 stk Iris saks lige spids 11,5 cm
- 1 stk Adson kirurgisk pincet 12 cm
- 1 stk Adson anatomisk pincet 12 cm

Sikkerhed: Holdbarhed: 3 år.

Opbevaring: Opbevaring: tørt og uden direkte sollys.

Sortiment

Varenr.	Beskrivelse	Pakning	Ref.nr.
106116	Evercare skiftesæt/debrideringssæt	Sælges enkeltvis 70/pakke 140/karton	1230111553

Der tages forbehold for trykfejl (Maj 2021)