

Skiftesæt sterilt med buet saks og 2 pincetter

Beskrivelse

- 1 saks, buet spids/spids, 11,5 cm
- 1 Adson anatomisk pincet 12 cm
- 1 Adson kirurgisk pincet 12 cm
- 5 stk non woven swabs 7,5 x 7,5 cm
- 1 stk bakke pap 2,5 x 18 x 9 cm
- 1 stk sterilt skifteunderlag 55 x 55 cm

Anvendelse

Sårhandling som standard skiftesæt.

Produktfakta

Sterilt
Latexfri
MDD 91/42 ECC

Holdbarhed

3 år

Opbevaring

Tørt og ikke direkte sollys



Sortiment

Varenr.	Beskrivelse	Pakning	Ref.nr.
106117	Skiftesæt med lige saks og 2 pincetter	1/50	RML101-118

Der tages forbehold for trykfejl (maj2014)