



Artikelnummer 500121



## Provtagningskydd, ABENA, 2-lags, 37x50cm, ljusblå, tissue/PE, Vikt, engångs

- ✓ Absorberande material
- ✓ Vätsketätt spärrskikt och förseglade kanter
- ✓ Enkelt och hygieniskt
- ✓ Finns i olika storlekar



### Produktbeskrivning

ABENAs provtagningskydd används som skydd under aseptiska procedurer, till exempel såromläggningar och blodprovstagning. Underlägget har en absorberande yta och ett vätsketätt spärrskikt. ABENAs provtagningskydd finns i olika storlekar.

### Produktspecifikationer

Artikelbenämning	Provtagningskydd
Varumärke	ABENA
Underfärg	Ljusblå
Egenskaper	Vikt
Engångs- eller flergångsanvändning	Engångs
Material	Tissue, PE
Längd/djup	37 cm
Bredd	50 cm
Vikt, netto	6.25 g
Antal lager	2-lags
Märkningar	CE
CE-klass	Klass I
Direktiv, förordningar och lagstiftning	93/42/EEC
Hållbarhetstid	5 år
Förvaringsinstruktioner	Förvaras torrt, rumstemperatur och inget solljus.
Instruktioner för produktkassering	Kan slängas med vanligt hushållsavfall.
Instruktioner för förpackningskassering	Kan återanvändas eller förbrännas.

### Bruksanvisning

Skyddet måste placeras med den blå sidan nedåt.

### Förpackning

Enhet	Innehåll	Längd	Bredd	Höjd	EAN
kartong	900 st	39 cm	39 cm	24 cm	7331246651033
fp	150 st	0 cm	0 cm	0 cm	
st	1 st				



CE-märkningen är en garanti för att en produkt är säker att använda och uppfyller alla säkerhetsbestämmelser. CE står för Conformité Européenne (Europeisk Konformitet) och återfinns främst på elektronisk utrustning, säkerhetsutrustning, byggnadsprodukter och medicinsk utrustning.