

Ileo Gel+

Superabsorberende giver afføringen en fastere konsistens

Indikation

- Generende 'skvulpe' lyde fra stomiposen
- Natlige lækager betinget af tyndt output
- Ved lugtgener

Egenskaber

- Omdanner nemt og effektivt flydende output til en gel
- Klar til brug – en enkelt lille pose ilægges nemt stomiposen
- Gelen gør det nemt og mere hygiejnisk at tømme stomiposen
- Forbedrer sikkerheden om natten – kan forebygge lækage
- Nedsætter lyden fra posen ved at minimere væskebevægelse og giver dermed større diskretion
- Reducerer risiko for lugtgener

Produktbeskrivelse

- 1,5 g. superabsorberende pulver (poly-acrylat) ilagt en 100% vandopløselig pose

Brugsvejledning

1. Tør hænder grundigt forud for brug
2. Pulverbrevet lægges i stomiposen, enten før posen påsættes eller op via udløbet



- Optimal dosis: En pose passer til ca. 135 ml



- Lommemodel med plads til to poser

Varenr.	Produktnavn	Salgsenhed /æske	Salgsenhed /karton
005012N	Ileo Gel+ inkl. lille lommemodel til 2 poser	45 stk.	1260 stk.