

CONVEXE UROSTOMI PELICAN POSER

Æske med 10 stk.

Hulstørrelser	Mini - klar inderfolie	Standard - klar inderfolie	Maxi - klar inderfolie
Opklipbar 12-40 mm	839551	839540	839550
20 mm	-	839541	-
22.5 mm	-	839542	-
25 mm	-	839543	-
27.5 mm	-	839544	-
32.5 mm	-	839546	-
35 mm	-	839547	-
37.5 mm	-	839548	-
40 mm	-	839549	-
Opklipbar 15-60 mm	-	839575	-

Specifikationer







	Mini	Standard	Maxi	60 mm convex
Convex dybde	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Klæber størrelse	100 mm	100 mm	100 mm	128 mm
Kapacitet	100 ml	200 ml	500 ml	200 ml

JUSTERBART BLØDT STOMIBÆLTE

Max længde	Pakningsstørrelse	Varenummer
100 cm	1	839520
175 cm	1	839521



TILBEHØR - UDEN ALKOHOL

Små Cohesive SLIMS® ringe - Modellerbare			
	Den lidt tyndere SLIMS® ring forebygger lækage og giver komfort og sikkerhed til alle typer stomier. (48mm i diameter)	Æske med 30 ringe	839005
Små Cohesive® ringe - Modellerbare			
	Extra tyk ring afhjælper og forebygger tydelige lækageproblemer og hudproblemer. (48mm i diameter)	Æske med 30 ringe	839002
Store Cohesive® ringe - Modellerbare			
	Store ringe dækker et større område omkring stomien. Ideel til urostomi eller for folk med følsom eller ødelagt hud. (98mm i diameter)	Æske med 10 ringe	839001
Cohesive® PASTA			
	ALKOHOLFRI som alle øvrige Cohesive® produkter. Anvendes til extra hudbeskyttelse, til at udfylde ar, folder og andre ujævnheder.	1 tube (60g)	839010
Release™ klæberfjerner			
	Medicinsk klæberfjerner, siliconebaseret, alkoholfri. Tilsat E-vitamin. Anvendes til smertefri og nem fjernelse af klæbere og evt. klæberester.	50ml spray	839023
		30 servietter	839024
Protect™ Hudbeskyttelses Film			
	En siliconebaseret hudbeskyttelses film barriere. Tilsat E-vitamin. Beskytter huden mod skadelige kropsvæsker og stripping.	30 servietter	839025

eakin® 



eakin® 

Manufactured by:
TG Eakin Limited
15 Ballystockart Road
Comber
Northern Ireland
BT23 5QY

URELY/SNB/DK

Kontakt os venligst for mere information og gratis prøver

Focuscare 

Focuscare Denmark ApS.
Østervangvej 21
DK-8900 Randers
Telefon: +45 49 26 13 99
Fax: +45 49 21 02 57
Email: info@focuscare.dk
www.focuscare.dk

PELICAN
Pouches
UROSTOMI

HVORFOR IKKE GØRE STOMIPLEJEN MERE ENKEL ?

PELICAN urostomiposer giver en mere enkel måde at passe stomien på. Fås i convex og flad alm. klæber. Alle posens egenskaber er nøje udtænkt, for at give flest mulige fordele og undgå problemer. Enkelhed i brug er en vigtig faktor i vores posedesign, som også mange af nedenstående egenskaber viser.

FORDELE VED PELICAN POSEN

PELICAN poser er fremstillet af en lugttæt plastfolie.

PELICAN posernes klæber er meget hudvenlig og har hurtig vedhæftningsevne. Den giver en behagelig og sikker tilpasning, hvilket øger bæretiden. Ved behov for ekstra hudbeskyttelse eller ekstra sikkerhed mod lækage kan **Cohesive®** tilbehør anvendes.

For at gøre livet mere enkelt findes PELICAN Urostomiposen i mange forudstansede hulstørrelser for at sikre en god tilpasning til stomien. Er stomien ikke helt rund (så en forudstanset kan findes i korrekt størrelse) vælges den opklipbare.

Der er tydelig klippeguide og skrivevenlig film på hudklæberen samt tydelig markeret snip til at fjerne filmen.


Alle PELICAN poser udmærker sig ved at have et blødt stofbetæk som giver mulighed for at bære posen uden støj og med stor komfort.

PELICAN Urostomiposer er specielt designet til at sikre minimal ansamling af urin ved basis af posen og fremme en komplet tømning.

For at forebygge infektion har PELICAN Urostomiposer en tilbageløbsventil, som forhindrer tilbageløb af urin til stomien.

Blødt bagbeklædning bag urostomiudløb beskytter huden og giver større komfort under brug.

Yderligere har alle poserne en slids i stoffet foran, som giver mulighed for at kunne se stomien gennem den klare posefilm. På den måde er det nemt, at placere posen korrekt og observere urinens udseende. Til enhver anden tid dækker stoffet diskret stomien.



FORDELE VED PELICAN CONVEX



Udover alle de nævnte fordele til venstre har PELICAN convexe urostomiposer også følgende fordele:

- Pelican convexklæberen er meget fleksibel og vil tilpasse sig din maves form. Når du bevæger/bukker dig, følger klæberen din mave og du undgår lækage.
- Kan give lav, moderat eller dyb convexitet afhængig af dine behov.
- For maksimal convexitet, kan PELICAN convexe poser anvendes med **Cohesive®** ringe. Dette vil øge dybden af convexiteten mens det forebygger enhver lækage via hudfolder eller ar.
- PELICAN convex poser har bælteører. For øget sikkerhed og tryghed kan bælte anvendes.
- PELICAN convex poser giver maksimal komfort ved at fjerne tendensen til tryksår, som kan ses ved brug af mere stive convexprodukter.

Alle convexprodukter bør anvendes i samråd med stomisygeplejerske.

SIKKER OG KOMFORTABEL UDLØBSSTUDS



PELICAN Urostomi poser har en ekstremt blød og fleksibel udløbsprop som sikrer maksimal komfort under brug og som nemt klemmes sammen for at styre urinstrømmen ved tømning. Udløbets åbning er stor nok til at tillade evt. slim at passere ved tømning.

Udløbet er sikkert, og nemt at åbne og lukke, når det er fugtigt. Der er glat film på posen under udløbet, så området kan tørres rent.

PELICAN Urostomiposer kan forbindes sikkert til de fleste natdrænageposer og benposer uden behov for en konektor.

PELICAN UROSTOMIPOSER MED FLAD ALM. KLÆBER

Æske med 30 stk.

STØRRELSER	Mini - klar inderfolie	Standard - klar inderfolie	Maxi - klar inderfolie
Opklipbar 15-65 mm	839615	839603	839602
20 mm	-	839604	-
25 mm	-	839605	-
27.5 mm	-	839606	-
30 mm	-	839607	-
32.5 mm	-	839608	-
35 mm	-	839609	-
37.5 mm	-	839610	-
40 mm	-	839611	-
45 mm	-	839612	-
50 mm	-	839613	-
55 mm	-	839614	-

Specifikationer

	Mini	Standard	Maxi
Klæber størrelse	100 mm	100 mm	100 mm
Kapacitet	100 ml	200 ml	500 ml