

Frakturbækken, hvid

Beskrivelse

Hvidt kileformet frakturbækken med låg. Nemt at anbringe. Ikke så højt og koldt for bruger som et stålbækken.

Materiale

Polypropylen

Rengøring

Sæbevand/bækkenvasker

Produktfakta

Bredde: 28 cm

Højde: 8 cm

Længde inkl. håndtag: 51 cm

Rumindhold: 2200 ml



Sortiment

Varenr.	Beskrivelse	Pakning	Ref.nr.
201065	Frakturbækken m/kileformet låg, kileformet låg hvid	1/30	73510
201067	Låg til frakturbækken, hvid plast	1/10	288179

Der tages forbehold for trykfejl (Juli 2012)