

Urinprøvesæt, -rør mv.

1. **Sterilt urinprøvesæt** indeholdende 2 bægre, vattamponer, pose med 10 ml saltvand samt 1 prøverør med skrivefelt.

2. **Spidsglas**, enkeltvis pakket steril, m.skrivefelt, singlep 110x16mm

3. **Urinprøvebæger** 100 ml med skrivefelt og graduering. Sterile indvendig. Bulk pakket. 100 stk pr. æske.

4. **Urincontainer** med tætsiddende skrue låg, usteril. Transparent. Diameter: 2,3 cm. Højde: 5,7 cm. 100 stk pr. pose.

5. **Prøverør/spidsglas** med skrivefelt. Bulk pose med 80 stk.



Sortiment

Varenr.	Beskrivelse	Pakning	Ref.nr.
201101	URINPRØVESÆT KOMPLET MED 1 PRØVERØR STERIL	60 stk	n-537745
201104	URINPRØVEBÆGER 100 ML GRADUERING SKRIVEFELT	200 stk	591042
201105	PRØVERØR/SPIDSGLAS ENKELTVIS PAKKET STERIL	1/300 stk	538318
201108	URINCONTAINER MED SKRUELÅG USON	1000 stk	801
201109	Prøverør/spidsglas, 110x16mm	80 stk	347880

Der tages forbehold for trykfejl (nov 13)