

Plasti-pan urin/fæces-opsamler

Beskrivelse

Plasti-pan, eller "Texashat", til opsamling af urin/fæces.

Anvendelse

Er enkel at placere i toilet-kummen, nem at aflæse og let at rengøre.

Produktfakta

Kapacitet: 700 ml

Materiale: Polypropylen

Rengøring: Max. 80°C.

Mål: HxBxD = 33x10x21cm



Sortiment

| Varenr. | Beskrivelse | Pakning | Ref.nr. |
|---------|---|---------|---------|
| 201120 | Plasti-pan urin/fæces opsamler, 700ml "texas hat" | 1/100 | 827683 |

Der tages forbehold for trykfejl (Juli 2012)