

# MoliCare® Premium super plus

Allt-i-ett skydd vid medelstor inkontinens

MoliCare Premium super plus är ett absorberande inkontinensskydd med fixering och skydd i ett. Skyddet har ett textilliknande ytskikt och fixeras enkelt med hjälp av kombinerade tejp- och kardborrefästen. De formade långsgående läckagebarriärerna gör skyddet till ett säkert val.



- 1 Tre lagars absorptionsdyna med Dry Plus skikt**  
Tre lagars absorptionsdyna ger skyddet extra stabilitet. Dry Plus skiktet leder vätskan snabbt in i absorptionskärnan och skyddar mot återvätning.
- 2 Luftgenomsläppliga vingar**  
Luftgenomsläppliga vingar av non-woven runt höfterna låter huden andas och minskar risken för hudirritationer.
- 3 Formade läckagebarriärer**  
Formade mjuka vätskeavvisande läckagebarriärer ger extra skydd mot sidoläckage. Fickorna fram och bak gör skyddet idealiskt vid stora och hastiga miktionser samt vid avföringsinkontinens.
- 4 HighDry SAP med Odour Neutralizer**  
Superabsorbenterna absorberar och kapslar in vätskan snabbt och förhindrar oönskad lukt.
- 5 Textilkomfort**  
Det textilliknande ytskiktet är mjukt mot huden och ger en hög komfort.
- 6 Diskret utsida**  
Utsidan är diskret färgad med produktnamn och droppmarkeringar för att underlätta val av rätt produkt.
- 7 Långsgående våtindikator**  
Långsgående våtindikator på produktens utsida visar hur stor del av absorptionsdynan som utnyttjats.
- 8 Kardborrefästen**  
Kombinerade tejp- och kardborrefästen förenklar hanteringen och fäster säkert på det textila ytskiktet. Kardborrefästena gör att skyddet kan fixeras många gånger om.



### Fördelar:

Skonsam mot huden  
Luftgenomsläppliga vingar  
Formade läckagebarriärer

### Material:

Absorptionsdyna: Cellulosa och superabsorbenter  
Spärrskikt: Polyeten  
Ytskikt: Polypropen non-woven  
Resår: Lycra

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt klass I, osteril och är CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

Storlek	Art.nr.	Midjemått	Vikt	Abs.kap. (ISO)	Förp.
Small	169 196	60-90 cm	87 gr	2 142 ml	3x28 st
Medium	169 296	90-120 cm	112 gr	2 870 ml	3x28 st
Large	169 396	120-150 cm	128 gr	3 081 ml	3x28 st
X-large	169 496	150-175 cm	163 gr	3 568 ml	4x14 st