

**Conveen**<sup>®</sup>  
Contour

# Conveen<sup>®</sup> Contour

- Flerkammerbenpose

- Flere kamre fordeler urinen
- Sikker tømningventil
- Justerbar slangelængde
- Steril udgave



# Conveen® Contour Flerkammerbenpose

Flerkammersystemet sikrer, at urinen fordeler sig i kamre.

## Ergonomisk design

Conveen Flerkammerpose er forsynet med en effektiv tilbageløbsventil, som forhindrer tilbageløb af urin.

## Dobbelt svejsning og blød bagside

Urinposerne har dobbelte svejsninger, som giver ekstra sikkerhed.

Bagsiden er lavet af et blødt materiale, som gør posen behagelig at have på og tillader huden at ånde.

## Sikker og betjeningsvenlig tømningstilslutning

Tømningstilslutningen kan nemt betjenes med én hånd, også af personer med svage fingre. Tømningstilslutningens design gør, at det er let at se, om den er åben eller lukket. En nem og sikker løsning.



## Produktoversigt

### Conveen Contour Flerkammerbenpose

Volumen	Justerbar slange	Produktnummer	
		Usteril	Steril
600 ml	45 cm	5170	5171
800 ml	45 cm	5174	
Fikseringsbånd m/ knapper		5050	
Fikseringsbånd m/ silikone		21380	



## Justerbar slangelængde

Tilslutningsslangen kan afkortes efter behov med en almindelig saks.

## Conveen natdrænagepose 1500 ml eller Conveen Security+ natdrænagepose 2000 ml

Conveen natdrænageposerne kan kobles til Flerkammerposen, når der er behov for større volumen f.eks. om natten, eller når det ikke er muligt at tømme posen så ofte.

### Conveen natdrænageposer

Volumen	Justerbar slange	Produktnummer	
		Usteril	Steril
<b>Conveen</b>			
1500 ml	90 cm	5062	
<b>Conveen Security+</b>			
2000 ml	140 cm	21346	

