

Urinposer, standard, "Urias"

Beskrivelse

Med push/pull-ventil: Urinpose til oppegående samt kørestolsbrugere, med 35 cm slange og pp-aftap.

En tohåndsbetjent aftapning, som trækkes ned, når der skal tømmes, og trækkes op, når der skal lukkes.



Beskrivelse

Ikke tømbar: Urinpose med 35cm slange, uden bundaftapning.

Beregnet til oppegående samt kørestolsbrugere.



Sortiment

Varenr.	Beskrivelse	Pakning	Ref.nr.
201790	Urias benpose 750/35, ej tømbar	250	28 005 0
201804	Urias benpose 600/35, push/pull ventil	250	17 005 0

Der tages forbehold for trykfejl (Juli 2012)