

Brillant silikonekateter

Beskrivelse

Brillant silikone kateter er et 100% silikonekateter fra Rüschi. Et blødt, vævsvenligt og transparent kateter.

Silikonekatetre har større indre diameter end latexkatetre pga. tyndere katetervæg.

CH 8, ballonstørrelse 3 ml.

Længde: 31 cm.

Liggetid op til 13 uger.



Sortiment

Varenr.	Beskrivelse	Pakning	Ref.nr.
202508	Brillant silikonekateter, ch8 3ml steril 31cm glycerin	1/5	17800308

Der tages forbehold for trykfejl (Juli 2012)