

Aquaflata silikonekateter

Beskrivelse

Aquaflata 100% ren siliconekateter fås i tre længder (23, 31 eller 41 cm) og med forskellig spids, nelaton eller tiemann.

Et blødt, vævsvenligt og transparent kateter.

Silikonekatetre har større indre diameter end latexkatetre pga. tyndere katetervæg.

Vedlagt 10 ml sprøjte med 10% glycerinopløsning til ballonen. Glycerinopløsningen må ligge indtil næste kateterskift.

Bemærk max. ballonindhold ved de forskellige kateterstørrelser.



Sortiment

Varenr.	Beskrivelse	Pakning	Ref.nr.
202509	Aquaflata silikonekateter, ch10 5ml 31cm glycerin	1/5	17800310
202510	Aquaflata silikonekat tiemann, ch10, 5ml, 31cm, glycerin	1/5	17800410
202552	Aquaflata siliconekat tiemann, ch12 10ml 41cm glycerin	1/5	17830512G
202554	Aquaflata siliconekat tiemann, ch14 10ml 41cm glycerin	1/5	17830514G
202556	Aquaflata siliconekat tiemann, ch16 10ml 41cm glycerin	1/5	17830516G
202512	Aquaflata silikonekateter, ch12 10ml 41cm glycerin	1/5	17800012G
202514	Aquaflata silikonekateter, ch14 10ml 41cm glycerin	1/5	17800014G
202516	Aquaflata silikonekateter, ch16 10ml 41cm glycerin	1/5	17800016G
202518	Aquaflata silikonekateter, ch18 10ml 41cm glycerin	1/5	17800018G

Der tages forbehold for trykfejl (februar 2012)