

Rüsch gold silkolatex kateter

Beskrivelse

Silkolatex ballonkateter, sterilt med nelaton eller tiemann spids.

Anvendelse

Silkolatex er det patenterede navn for denne blanding af silikone og latex. De to materialer modarbejder hinanden, hvorved latexen sveder silikonen ud. Dette bevirker, at der altid er en hinde af silikone på yder- og indersiden af kateteret og omkring hullerne og på ballonen.



Kun til korttidsbrug (liggetid 1-2 uger).

Sterilt vand eller saltvand anbefales til opfyldning af kateterballonen i latexkatetre.

Sortiment

Varenr.	Beskrivelse	Pakning	Ref.nr.
202608	Silcolatex kateter, ch08 3ml barn 30cm	1/10	18000308
202610	Silcolatex kateter, ch10 3ml barn 30cm	1/10	18000310
202612	Silcolatex kateter, ch12 5-10 ml 40 cm	10/100	18060512
202614	Silcolatex kateter, ch14 5-10 ml 40 cm	10/100	18060514
202616	Silcolatex kateter, ch16 5-15 ml 40 cm	10/100	18060516
202618	Silcolatex kateter, ch18 5-15 ml 40 cm	10/100	18060518
202620	Silcolatex kateter, ch20 5-15 ml 40 cm	10/100	18060520
202622	Silcolatex kateter, ch22 5-15 ml 40 cm	10/100	18060522
202652	Silcolatex tiemann kateter, ch12 5-15ml 40cm	10	18130512
202654	Silcolatex tiemann kateter, ch14 5-15ml 40cm	10	18130514
202656	Silcolatex tiemann kateter, ch16 5-15ml 40cm	10	18130516
202658	Silcolatex tiemann kateter, ch18 5-15ml 40cm	10	18130518
202660	Silcolatex tiemann kateter, ch20 5-15ml 40cm	10	18130520

Der tages forbehold for trykfejl (Juli 2012)