

# Innomed Suprapubisk kateter

## Beskrivelse

**Innomed suprapubisk kateter** er et 100% silikonekateter med integreret ballon. Dette bevirker, at kateteret fylder mindre og er mere plant, når det tages ud, hvilket reducerer risikoen for blødning og irritation i indstikskanalen.

Kateteret har "open tip" og en kort lige spids med centralt hul og 2 sidehuller, der giver øget flow, mindre blæreirritation samt mulighed for at skifte over en guide.

Guide har varenr. 202688.



## Sortiment

Varenr.	Beskrivelse	Pakning	Ref.nr.
202702	Innomed suprapubic kateter, ch12 30cm	1/10	461312
202704	Innomed suprapubic kateter, ch14 30cm	1/10	461314
202706	Innomed suprapubic kateter, ch16 30cm	1/10	461316

Der tages forbehold for trykfejl (Juli 2012)