

SpeediBag til SpeediCath Compact til kvinder

Beskrivelse:

SpeediBag Compact er en diskret urinpose, der anvendes sammen med SpeediCath Compact kvindekateeter. Kateteret kan vha. en urinposekonnektor sammenkobles med SpeediBag urinpose. Efter brug skubbes katetret nemt ned i urinposen. Der bindes knude på posens hanke og den er klar til bortskaffelse. Urinposen kan indeholde 700 ml.

Anvendelse

Anvendes sammen med SpeediCath Compact til kvinder



Sortiment

Varenr.	Beskrivelse	Pakning	Ref.nr.
202898	Speedibag compact, 700ml	30 stk	28592
202899	Speedicath compact konnektor, passer til 202898	30 stk	28590

Der tages forbehold for trykfejl (April 2018)