

Phthalat-fri gastroenterologiske sonder

	Længde i cm	ydre mål i mm				
		1.3 CH 04 REF	1.7 CH 05 REF	2.0 CH 06 REF	2.7 CH 08 REF	3.3 CH 10 REF
Ernæringssonder						
Metric med x-ray	40 50		12024181 12025181	12027181 12028181	12030181 12031181	12033181 12034181
Metric med x-ray, markering 400 mm	80 100	12115181	12116181 12110181	12117181 12111181	12118181 12113181	12119181 12114181
X-ray	50 100		18022181 18025181	18027181 18031181	18037181	18042181
Pur sonder - PVC-fri						
PVC-fri med X-ray	40 100		31001181 31008181	31002181 31009181	31003181 31010181	

	Længde i cm	ydre mål i mm					
		3.3 CH 10 REF	4.0 CH 12 REF	4.7 CH 14 REF	5.3 CH 16 REF	6.0 CH 18 REF	6.7 CH 20 REF
Duodenalsonder - 4 huller							
Levin							
X-ray	125	10002181	10003181	10004181	10005181	10006181	10007181
X-ray, hård/mandrin	125				10009181		
Ryles							
X-ray og Luer konektor	125		11003181	11004181	11005181	11006181	

	længde i cm	ydre mål i mm											
		4.0 CH 12 REF	4.7 CH 14 REF	5.3 CH 16 REF	6.0 CH 18 REF	6.7 CH 20 REF	7.3 CH 22 REF	8.0 CH 24 REF	8.2 CH 25 REF	9.3 CH 28 REF	10.0 CH 30 REF	10.7 CH 32 REF	11.7 CH 35 REF
Mavesonder													
2 huller	80	23001181	23002181	23003181	23004181	23029181	23030181	23007181	23031181	23032181	23033181	23034181	23035181
Rektalsonder													
2 huller	40				14003181	14008181		14012181	14016181	14018181			

Unomedical AS
 Ensjøvn. 5
 0655 Oslo
 Tlf: 22 68 60 95
 Fax: 22 19 19 77
 www.unomedical.com

Unomedical a/s
 Engmosen 1
 3540 Lyngse
 Tlf: 48 16 70 30
 Fax: 48 16 70 35
 www.unomedical.com/dk-salg

Ernærings-, duodenal-, mave og rektalsonder



Unomedical's gastroenterologiske sonder indeholder ikke phthalater, men er fremstillet af PVC med en polyadipat-blødgører (PA), som er fødevarer-godkendt og toksikologisk testet.

Ernæringssonder

Til enteral ernæring eller medicinindgift hos præmature babyer og små børn.

Egenskaber

- Blød, rund spids for atraumatisk introduktion
- Metric sonder har centimetermarkering der starter 5 cm fra sondens spids
- Nemt at fastslå sondens nøjagtige placering
- Frosted overflade overflødiggør lubrikant
- Modsatte, asymmetriske huller minimerer risiko for Dumping Syndrom
- Konnektor med prop giver hygiejnisk beskyttelse mod reflux og kontamination
- Konnektor passer til Luer sprøjter og sprøjtepumper
- Røntgenstriben muliggør kontrol af sondens placering
- Sonden kan anvendes i op til 4 uger uden at miste sin blødhed



Duodenalsonder

Til nasogastrisk introduktion for aspiration af intestinal væske eller administration af par-enteral ernæring.

Egenskaber

- Åben spids og 4 store sidehuller sikrer effektiv drænage
- Hulstørrelse tilpasset lumen for at forhindre tilstopning
- Frosted overflade overflødiggør lubrikant
- Antikink
- Centimetermærke ved 45, 55, 65 og 75 cm.
- Kan anvendes i op til 4 uger og uden at miste sin blødhed
- Gennemsigtigt materiale letter observation af aspirat
- Røntgenstriben muliggør kontrol af sondens placering
- Farvekodet tragt passer til standard adaptor
- Fås også med lukket spids samt mandrin for lettere introduktion

Pur sonder PVC-fri

Unomedical tilbyder PVC-fri ernæringssonder, som er fremstillet af ren Polyurethan

Mavesonder

Til tømning af maveindhold eller gastric lavage

Egenskaber

- Store sidehuller giver effektiv drænage
- Anti-kink
- Frosted overflade overflødiggør lubrikant
- Farvekodede tragte passer til standardkonnektorer

Rektalsonder

Til medicinindgift eller rectumdrænage

Egenskaber

- Egnet til barium-indgift før røntgenundersøgelse
- Beskyttelsesovertræk minimerer håndkontamination

