

ILTBRILLE, ILTKATETER

Iltrille:

Iltrille med lige eller buet næsestykke samt 200/210 cm slange, i en anatomisk udformning der sikrer perfekt pasform. Letvægts design for øget komfort.


DEHP-frit næsestykke, med en "no-crush" slange der giver øget sikkerhed, og en "fits-all" konektor der muliggør direkte tilslutning til flow Meter

Velegnede til ilt-terapi med forholdsvis lavt flow (op til 6 ltr/min.).

Iltkateter:

Mono-nasalt iltkateter med skumkompress, blød rund distal spids og atraumatiske sidehuller. 2 str. - ch 10 og ch 14. Steril.

Længde: 40 cm.



Sortiment

Varenr.	Beskrivelse	Antal/Enhed	Ref.nr.
204102	Iltrille, buet næsestykke, 200 cm	50stk/æsk	29014181
204104	Iltrille, buet næsestykke, 200 cm	50stk/æsk	29008181
204110	Iltkateter med skum, ch 10, 40 cm	50stk/æsk	19013181
204112	Iltkateter med skum, ch 14, 40 cm	100stk/æsk	19015181
940304	Iltrille, pediatric, soft, m/buet næsestykk, 210cm	10stk/50æsk	332MM