



Fixiersystem

Produktspezifikation

Fixier-Set :	Art. Nr. 8500600, 8500700, 8500800	
Fixierhalter	1. Lage	Klettverschluss (Pilz) Polyamid 6.6 (Nylon)
	2. Lage	Hotmeltklebstoff HTM (für med. Anwendungen)
	3. Lage	Spinnvlies Klebepflaster,
	4. Lage	drucksensitiver Acrylatklebstoff, hypoallergen (für med. Anwendungen) der Klebstoff ist Teil des Klebepflasters.
	5. Lage	Silikonpapier, einseitig mit Polyethylen beschichtet, ca. 120 gr/qm, weiss.
Fixierband	1. Lage	Silikonpapier, 65 gr/qm, 1 seitig silikonisiert.
	2. Lage	partiell aufgebracht Hotmeltklebstoff HTM (für med. Anwendungen).
	3. Lage	Klettverschlussband (Flausch) Polyamid
Fertigung		zertifiziert nach ISO 9001, QM ISO 13485
Einzelverpackung	Set	Schlauchbeutel, VE 200 Stck.

**Die Produkte sind frei von PVC und Latex
Die eingesetzten Materialien kommen aus Deutschland und der Schweiz.**

Alle eingesetzten Materialien sind medizinisch unbedenklich.

**TechniMed AG,
SWITZERLAND**



Made in Germany

TechniMed AG, Kirchstr. 54, CH- 9400 Rorschach