

# Niko naso-fix

## Beskrivelse

Naso-fix er fikseringsmateriale som plaster.

## Anvendelse

Sikker fiksering af sonder, iltkatetre og tuber i den bedste vinkel i forhold til patientens anatomi.

Optimal patientkomfort

## Produktfakta

Hudfarvet

Silikoniseret papir

Acrylklæber

Polyamidtape

Det hudvenlige materiale tillader huden at ånde.

## Sikkerhed

CE mærket klasse I

## Holdbarhed

3 år

## Opbevaring

Tørt og uden direkte sollys



## Sortiment

Varenr.	Beskrivelse	Pakning	Ref.nr.
205021	Niko naso-fix, barn	100stk/æske	625-I
205022	Niko naso-fix, small	100stk/æske	625M-S
205023	Niko naso-fix, large	100stk/æske	625-L

Der tages forbehold for trykfejl (Januar 2013)