

## Cath-Fix fiksdation til katetre, sonder og EKG-kabler

### Beskrivelse

Cath-Fix er designet til effektiv fiksdation af urologiske katetre, I.V. infusionslanger og EKG-kabler samt andre katetre, sonder og kabler.

Designet sikrer, at katetre og slanger ikke forskubber sig.

### Tidsbesparende


Cath-Fix er nemt og hurtigt at applikere.

### Komfortabel for patienten

Cath-Fix er fremstillet af non-woven polypropylen med medicinsk allergitestet hudklæber.

Cath-Fix tillader huden at ånde.

Findes i 3 størrelser.



### Sortiment

Varenr.	Beskrivelse	Pakning	Ref.nr.
205041	Cath-fix H form beige nw, small	100	630-S
205042	Cath-fix H form beige nw, medium	100	630-M
205043	Cath-fix H form beige nw, large	100	630-L

Der tages forbehold for trykfejl (Juli 2012)