

R-10, lugtfjerner

R10 lugtfjerner er baseret på 16 æteriske olier. Sammensætningen af produktet bevirker en nedbrydning af lugtpartiklerne, så lugten fjernes, hvorefter R10 neutraliserer sig selv og lugten. Derfor er R10 lugtfjerner en permanent løsning frem for friskluftspray som ikke fjerner den dårlige lugt, men blot camouflerer den.

R10 lugtfjerner er særdeles effektiv mod lugtgener fra bl.a. røgugt, mados, køleskabe, toiletter, baderum, indelukkede rum, puslerum, kældre, kloakker, brugte biler og campingvogne, både, maling og kemikalier, tæpper, møbler, opkast, stomi og inkontinens.

R10 anbefales og bruges af læger, hospitaler, plejehjem, rengøringselskaber, levnedsmiddelindustrien, transportbranchen, hunde/katte kennel m.fl.



Sådan bruges R10

1. Fjern/rengør lugtkilden før brug af R10
2. Sprøjt med R10

R10 fjerner derefter den resterende lugt hurtigt og effektivt. R10 kan sprøjtes direkte ud i det lugtende rum eller med forsigtighed direkte på det lugtende objekt. Den nøjagtige dosering kan ikke angives, da det både afhænger af lugtens styrke og rummets størrelse. Det tager ca. 2 timer, før det endelige resultat kan bedømmes. R10 er meget drøj i brug.

R10 kan anvendes ved rengøring hvor det fortyndes i almindeligt vand helt ned til 1:10, men det afhænger helt af hvor gennemtrængende og stærk den uønskede lugt er. R10 kan også, fortyndet eller ufortyndet, hældes op i en lille skål og stilles i det lokale, der er lugtproblemer i.

Sortiment

Varenr.	Beskrivelse	Pakning	Ref.nr.
301160	R10 lugtfjerner spray, 30ml	1/61	103
301161	R10 lugtfjerner spray, 100ml	1/36	106
301162	R10 lugtfjerner spray, 250ml	1/55	105
301163	R10 lugtfjerner spray, 500ml	1/12	107-1

Der tages forbehold for trykfejl (Januar 2013)