

LIV vaskecreme

Beskrivelse

Liv vaskecreme er en uparfumeret, mild, fugtgivende creme til vask af tør, sart og irriteret hud. Vaskecremen behøver ikke skylles af med vand. Den har hudnær pH på 5.

Anvendelse

LIV vaskecreme kan med fordel anvendes til vask af sengeliggende patienter. Den er også velegnet til pleje af blødbørn, intim-hygijne og massage.

Indsmør det hudparti, der skal rengøres, lad det virke nogle sekunder og tør derefter af med blødt papir eller skyl af med vand.

Indhold

Aqua, Cetearyl Alcohol, Paraffinum Liquidum, Urea, Cetereth-12, Propylen Glycol, Glyceryl Stearate SE, Methylparaben, Propylparaben, Tocopheryl Acetate.

Indeholder ikke parfume og konserverende parabener.

Overholder EU's kosmetikdirektiv og lever op til kravene for svanemærkning.

Miljø

Både yder- og inder-emballage kan kildesorteres i hhv. plastemballage og pap.



Opbevaring og holdbarhed

Holdbar i tre år ved ubrudt emballage. Holdbar i 12 måneder, når emballagen er brudt.

Sortiment

| Varenr. | Beskrivelse | Pakning | Ref.nr. |
|---------|-------------------------------|---------|----------|
| 400985 | Liv vaskecreme, 300ml | 1/24 | 17089300 |
| 400986 | Liv vaskecreme, 600ml m/pumpe | 1/15 | 17089600 |

Der tages forbehold for trykfejl (Juli 2012)