

LIV hånddesinfektion 75

Beskrivelse

LIV Hånddesinfektion 75 anvendes primært, hvor man skal udrydde sygdomsskabende mikroorganismer. Produktet er effektivt mod bakterier, svampe, mug og virus. Eksempler på anvendelsesområder, hvor produktet er velegnet er inden for omsorgen, helse- og sygeplejen samt til veterinærer, i levnedsmiddelsektoren og lignende områder.

Dosering

LIV Hånddesinfektion 75 anvendes koncentreret. Påfør 4ml(2 pumpetryk) LIV hånddesinfektion på tør og ren hud. Gnid hænderne ind til de er tørre. Behøver ikke gentages.

Produktfakta

LIV Hånddesinfektion 75 er et hånddesinfektionsmiddel med genfedtende virkning. Indeholder 75 vol% denatureret ethanol samt glycerin som tilfører fugt for at hindre udtørring af huden. Fedter ikke huden. Produktet opfylder den europæiske standard for desinfektionsmidler EN-1500.

Indhold

Alcohol Denat., Aqua, Isopropyl Alcohol, Glycerin.

Holdbarhed

Garanteret holdbar i mindst tre år ved ubrudt emballage. Holder mindst 12 måneder, når emballagen er brudt.

Opbevaring

Tørt og uden direkte sollys.

Miljø

Både yder og inder emballage kan kildesorteres i henholdsvis plastemballage og pap.



Sortiment

Varenr.	Beskrivelse	Pakning	Ref.nr.
400902	LIV Hånddesinfektoid 75% 100 ml med vippelåg	1/24	88149100
400991	LIV Hånddesinfektoid 75% 150 ml med kliklåg	1/24	17149150
400996	LIV Hånddesinfektoid 75% 600 ml med pumpe	1/15	17149600
400997	LIV Hånddesinfektoid 75% 1000 ml dispenserflaske	1/12	1714DP01

Der tages forbehold for trykfejl (Juli 2014)