



DAX Alcogel 85

DAX Alcogel 85 anvendes først og fremmest hvor sygdoms-fremkaldende mikroorganismer skal undgås. Udviklet til desinfektion af hænder før rent og efter smudsigt arbejde samt efter kontakt med slimhinder, blod, etc. Effektiv mod bakterier, svampe og forskellige typer virus.

Anvendelsesområder er fx inden for helse-, syge-, og tandpleje samt veterinærklinikker. Produktet er også velegnet indenfor levnedsmiddelbranchen og børne-institutioner.

Brugsvejledning

- Vask hænderne med sæbe og vand hvis der er synligt snavs
- Tag mindst 2 pumpetryk (2 ml) af DAX Alcogel 85 på tør og ren hud.
- Gnid hænderne godt ind og glem ikke tommelfingergrebet.
- Lad hænderne lufttørre.
- Bemærk: Hvis hænderne ikke er synligt snavset kan DAX Alcogel 85 erstatte håndvask, så brug af vand undgås!

Produktfakta

DAX Alcogel er en gel som er sammensat af tre forskellige alkoholer med ehanol som hovedingrediens. Alkoholstyrken er 85 volumeprocent. DAX Alcogel 85 virker hurtig og klæber ikke efter tørring. Indholdet af glycerin bevirker at huden bevarer sin naturlige fugtighedsbalance og hindrer derfor udtørring.

DAX Alcogel 85 opfylder den europæiske standard for desinfektionsmiddel: EN 1500

Lagring og holdbarhed

Opbevares i stuetemperatur i forsvarlig tillukket originalemballage. Holdbarheden i ubrudt emballage, se datomærkningen på emballagen.

Miljø

Samtlige emballager er genbrugelige og afgiver ingen skadelige emner ved forbrænding.

Emballage

24 x 75 ml, art.nr C423
 24 x 150 ml flaske, art.nr: C424
 15 x 600 ml flaske med pumpe, art.nr: C425
 12 x 1000 ml, art.nr DP465