



Riberenser

Varenummer 401471

Beskrivelse

Hvide piberensere. Længde: 500 mm. Pakket med 100 stk. pr. bundt.

Anvendelse

Anvendes til rengøring af udstyr og rensning af huller i instrumenter, der kan være svære at tilgå.

Produktfakta

Usteril
Form cylindrisk

Materiale

Ramme – Polypropylen
Forpakning - Cellulose

Sortiment

Ref.	betegnelse	pakke	karton
401471	Piberenser, hvid 500 mm	100	1000

Der tages forbehold for trykfejl (Maj 2024)

Øvrigt sortiment

Piberenser i længde 150 mm i bundt af 100 stk.

Udarbejdet 14.05.24