

BD E-Z Scrub™, til præoperativ håndvask




- Fremstillet i blød og stabil plast for effektiv men samtidig skånsom, præoperativ håndvask. Den ene side er udformet som en neglebørste for at fjerne smuds under neglene. Den anden side er udformet som en svamp for mere skånsom rengøring af f.eks. over- og underarme
- I hver emballage medfølger en neglerenser
- 100% af elforbruget der anvendes ved produktion af dette produkt kommer fra vedvarende energi.



Udførelse	Steril	Farvekode	Inder-/trsp.-emb.	Art.nr.
tør	ja	grøn	30/300	371607

E-Z Scrub dispenser

Materiale	Mål	Inder-/trsp.-emb.	Art.nr.
rustfrit stål	15,88 cm x 13,34 cm x 13,18 cm,	32 /32	371901



Materialeindhold

Polyethylen
Polyurethan
Polystyren

Indeholder ikke PVC, phthalater eller latex

Emballagemateriale

Polyamid
Polyester
Karton
Bølgepap

Steriliseringsmetode

Gammastråling



5 år

**Ikke CE-mærket –
Ikke omfattet af MDD
93/42/EØF**



Helping all people
live healthy lives

Medical Surgical Systems BD Danmark
Herstedøstervej 27-29, Bygning A, 2.
2620 Albertslund
Tlf.: 43 43 45 66
www.bd.com