

Fingerskinne - Karstam

Beskrivelse

Karstam aluminium fingerskinne i 3 størrelser med og uden polstring samt fingerskinne med velcrobånd og polstring. Fingerskinnen er ca. 1,7 cm. bred.

Anvendelse

Anvendes til behandling af dropfinger ved mindre afrivninger af extensorsenen samt ved udislokerede afsprængninger. Endvidere til fibrocartilago volaris læsioner svarende til yder- og mellemlid.

Skinnen uden velcrobånd fikseres med tape.

Produktfakta

Materiale - skinne: Aluminium
Materiale – skum: Polyurethan skum
Latexfri

Sikkerhed

Produceret i hht. Standard CEN 293 samt ISO-9002.

Holdbarhed og opbevaring

Opbevares tørt og bør ikke udsættes for høj varme.



Sortiment

Varenr.	Beskrivelse	Pakning	Ref.nr.
503001	Fingerskinne Karstam upolstret 42mm	12 stk.	100290
503002	Fingerskinne Karstam upolstret 52mm	12 stk.	100291
503003	Fingerskinne Karstam upolstret 56mm	12 stk.	100292
503004	Fingerskinne Karstam polstret m. velcro 42mm	12 stk.	100290PV
503005	Fingerskinne Karstam polstret m. velcro 52mm	12 stk.	100291PV
503006	Fingerskinne Karstam polstret m. velcro 56mm	12 stk.	100292PV
503007	Fingerskinne Karstam polstret 42mm	12 stk.	100290P
503008	Fingerskinne Karstam polstret 52mm	12 stk.	100291P
503009	Fingerskinne Karstam polstret 56mm	12 stk.	100292P