

## Fingerskinne - Karstam



Karstam aluminium fingerskinne i 3 størrelser med dobbelt velcrobånd og polstring. Fingerskinnen er 1,7 cm. bred.

Anvendes til behandling af dropfinger ved mindre afrivninger af extensorsenen samt ved udislokerede afsprængninger. Endvidere til fibrocartilago volaris læsioner svarende til yder- og mellemlid.

**Produktfakta:**

Materiale - skinne: Aluminium

Materiale – skum: Polyurethan skum

Latexfri

**Holdbarhed og opbevaring:**

Opbevares tørt og bør ikke udsættes for høj varme.

OneMed varenr.	Varenavn	Specifikation	Krt. indhold
503004	Fingerskinne karstam S grå	42mm foam + dobb velcro	12 stk.
503005	Fingerskinne karstam M blå	52mm foam + dobb velcro	12 stk.
503006	Fingerskinne karstam L grøn	56mm foam + dobb velcro	12 stk.