

Omron øretermometer

Beskrivelse

Omron Gentle Temp 510 E infrarødt øretermometer.
Måler temperaturen i øret på 1 sekund og afgiver lydssignal.
Kontrol for korrekt påsætning af målehætte.

Indhold: apparat inkl. batteri (ca. 5000 målinger),
10 målehætter, praktisk opbevaringsæske og brugervejledning.

Opbevaring: tørt og ikke i direkte sollys



Tragtovertragt til øretermometer.

Anvendes som probe til øretermometer, for at undgå krydsinfektion.

Opbevaring: Tørt og ikke for varmt

Sortiment

Varenr.	Varebeskrivelse	Pakning	Ref.nr.
503714	Omron øretermometer	1	288886
503713	Tragtovertragt til øretermometer	20/200/800	100

Der tages forbehold for trykfejl (December 2013)